

Dexcom

CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING

Dexcom Clarity

Naudotojo vadovas klinikoms

Norėdami gauti spausdintą šio vadovo versiją,
susisiekite su vietiniu „Dexcom“ atstovu.

Turinys

Turinys	2
„Dexcom Clarity“ įvadas	5
Paskirtis / pareiškimas apie saugumą	5
Apie „Dexcom Clarity“	5
Kompiuterio ir interneto konfigūracijos	5
„Windows 8“, 10 arba 11	6
„Mac OSX 10.14“, 10.15, 11 arba 12	6
Pasirinktines kompiuterio konfigūracijos	6
Naudojimo sąlygos	7
Privatumo politika ir privatumo praktika	7
Nuosavybės teisės	7
Susisiekti su „Dexcom“	7
„Dexcom Clarity“ prieiga	7
Klinikos registracija	8
Atsijungimas	8
Nustatymai	8
Personalo paskyros	9
Personalo vaidmenys	9
Paskyros būklė	9
Personalo paskyrų pridėjimas	9
Personalo paskyros pakvietimo priėmimas	10
Personalo paskyrų tvarkymas	10
Pacientų sąrašas	11
Paciento pridėjimas	11
Paciento redagavimas	11
Paciento naikinimas	12
Pacientų naršymas	12

Paciento duomenų bendrinimas	12
Paciento pakvietimas bendrinti duomenis	13
Stabdyti duomenų bendrinimą	13
Bendrinimo būseną	14
Duomenų nusiuntimas	14
Paciento duomenų nusiuntimas	14
Imtuvo tvarkymas	15
Uždengimas, atidengimas ir nustatymas iš naujo	15
Anoniminis nusiuntimas	15
Ataskaitos ypatybės	15
Datų diapazono pasirinkimas	16
Įvykiai	16
Paciento gliukozės diapazonai	16
Ataskaitos išvestys	17
Ataskaitų spausdinimas	17
Ataskaitų atsiuntimas	17
Ataskaitų eksportas	17
Kopijuoti kaip tekstą	18
Apžvalgos ataskaita	18
Ataskaitų sritis	18
Šablonų santraukos ir geriausia diena	19
Įrenginiai	19
Šablonų ataskaita	19
Šablonų grafikai	20
Šablono įvykiai	20
Priešingi	21
Šablono statistika	21
Aptarimai	21

Tendencijų ataskaita	21
Tendencijų grafikas	21
Perklojimo ataskaita	22
Perklojimo grafikas	22
Dienos ataskaita	22
Dienos grafikas	23
Palyginimo ataskaita	23
Datų diapazonų pasirinkimas	23
Tendencijų palyginimas	23
Perklojimų palyginimas	23
Dienų palyginimas	24
Statistikos palyginimas	24
Šablonų palyginimas	24
Įrenginių palyginimas	24
Statistikos ataskaita	24
AGP ataskaita	25
Palaikymas	26
Trikčių šalinimas	26
Techninis palaikymas	27
Tinklo konfigūravimo trikčių šalinimas	27
Reikalavimai tinklui	27
Patikimos žiniatinklio svetainės	28
Kilpinės jungties palaikymas	28

„Dexcom Clarity“ įvadas

Paskirtis / pareiškimas apie saugumą

„Dexcom Clarity“ programinė įranga žiniatinklyje skirta naudotojams namuose ir sveikatos priežiūros specialistams, padėti žmonėms, sergantiems diabetu, ir jų sveikatos priežiūros specialistams peržiūrėti, analizuoti ir įvertinti istorinius CGM duomenis veiksmingam diabeto valdymui palaikyti. Jis skirta naudoti kaip „Dexcom CGM“ įrenginių su duomenų sąsajos galimybėmis priedas.

ATSARGIAI Programinė įranga neteikia jokie medicininio patarimo ir neturi būti naudojama šiuo tikslu. Naudojantys namuose turi pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu prieš atlikdami bet koki medicininį aiškinimą ir terapijos koregavimą programinės įrangos teikiamos informacijos pagrindu.

ATSARGIAI Sveikatos priežiūros specialistai turi naudoti informaciją programinėje įrangoje kartu su kita jiems prieinama klinikinė informacija.

Apie „Dexcom Clarity“

„Dexcom Clarity“ yra programinės įrangos programa, kuri suteikia galimybę perduoti gliukozės duomenis iš „Dexcom CGM“ sistemos į nuotolinius „Dexcom“ serverius duomenims tvarkyti, padėti naudoti „Dexcom CGM“ sistemą ir padėti teikti sveikatos priežiūros paslaugas. „Dexcom Clarity“ gali perduoti ir tvarkyti duomenis iš „Dexcom G4 PLATINUM System“, „Dexcom G5 Mobile CGM System“, „Dexcom ONE (kur prieinama), „Dexcom G6 CGM System“ („Dexcom G6“) ir „Dexcom G7 CGM System“ („Dexcom G7“) (kur prieinama), visos jos vadinamos „Dexcom CGM“ sistemomis. „Dexcom Clarity“ taip pat gali palaikyti ryšį su trečiosios šalies galinčiais sąveikauti įrenginiais. Suderinamų įrenginių sąrašą žr. dexcom.com/clarity. Trečiųjų šalių sąveikauti galintys įrenginiai gali nebūti prieinami visose šalyse.

Kai gliukozės duomenys nusiunčiami į „Dexcom Clarity“, informaciją apdoroja „Dexcom Clarity“ ir parodo kompiuteriuose grafikais, kad padėtų pacientams ir sveikatos priežiūros specialistams analizuoti gliukozės tendencijas ir šablonus. Duomenų ataskaitas galima peržiūrėti, įrašyti, išspausdinti ir išsiųsti el. paštu.

„Dexcom Clarity“ rodo gliukozės duomenis iš „Dexcom CGM“ sistemos po 3 valandų nuo duomenų užfiksavimo. Tai reiškia, kad naujausi duomenys, kuriuos peržiūrite „Dexcom Clarity“, yra mažiausiai 3 valandų senumo.

Kompiuterio ir interneto konfigūracijos

Reikalingas 1,5 Mbps arba daugiau interneto ryšys, kad būtų galima įdiegti programinę įrangą iš žiniatinklio, nusiųsti duomenis arba peržiūrėti naudotojo vadovą tinkle.

Rekomenduojama naudoti tinkamą užkardos programą ir antivirusinę programą jūsų kompiuteryje, kad būtų apsaugota nuo virusų, kenkėjiškų programų ir neteisėtos prieigos prie jūsų kompiuterio ir jame laikomos, apdorojamos ir jo perduodamos informacijos naudojimo.

„Dexcom Clarity“ turi naudoti slapukus įvairiais tikslais, įskaitant vietos naudojimo duomenų rinkimą, turinio valdymą, tinkinto turinio pateikimą ir srauto matavimą bei analizę. Norėdami gauti daugiau informacijos apie slapukų naudojimą, peržiūrėkite mūsų Privatumo politiką ir Slapukų politiką adresu: dexcom.com

„Dexcom Clarity“ palaiko šias sistemos konfigūracijas:

„Windows 8“, 10 arba 11

- 1,3 GHz procesorius, 1 GB laisvos RAM ir 100 MB laisvos vietos diske
- Microsoft .NET Framework 4.6.1 arba aukštesnė, visa versija
- Ekranas skyra 1024 x 768 pikselių arba didesnė
- „Chrome“, „Firefox“ arba „Microsoft Edge“
- USB 2.0+ prievadas arba geresnis USB kabeliui prijungti duomenims nusiųsti iš pasirinktinio „Dexcom“ imtuvo

„Mac OSX 10.14“, 10.15, 11 arba 12

- 2,3 GHz procesorius ir 4 GB laisvos RAM su 100 MB laisvos vietos diske
- Ekranas skyra 1280 x 800 pikselių arba didesnė
- „Chrome“, „Firefox“, „Mac OSX“ arba „Safari“ 12, 13 ir 14
- USB 2.0+ prievadas arba geresnis USB kabeliui prijungti duomenims nusiųsti iš pasirinktinio „Dexcom“ imtuvo

Pasirinktinės kompiuterio konfigūracijos

- PDF skaitytuvas ataskaitoms peržiūrėti, įrašyti ir spausdinti
- Spausdintuvas ataskaitoms spausdinti
- „Excel“ skaičiuoklių peržiūros programa eksportuotiems duomenims peržiūrėti

Kad būtų galima paleisti „Dexcom Clarity“, jūsų tinkle turi būti leidžiamas išeinantis tinklo srautas, tam gali prireikti pakeisti tarpinio serverio ir tinklo konfigūraciją:

- dexcom.eu (ir visi antriniai domenai) 443 prievade
- dexcom.com (ir visi antriniai domenai) 443 prievade
- agent.mydiabetesdata.com su DNS kilpinės jungties į 127.0.0.1 palaikymu

Kad būtų galima paleisti „Dexcom Clarity Uploader“, jūsų tinkle turi būti leidžiamas išeinantis tinklo srautas:

- *.dexcom.eu (ir visi antriniai domenai) 443 prievade
- *.dexcom.com (ir visi antriniai domenai) 443 prievade

Naudojimo sąlygos

Jūsų „Dexcom Clarity“ ir „Dexcom“ paslaugų naudojimui taikomos naudojimo sąlygos, pateikiamos adresu dexcom.com/linked/document/service/TermsOfUse

Naudodamiesi šiuo vadovu jūs sutinkate laikytis taikomų nuostatų ir sąlygų, siejamų su jūsų „Dexcom Clarity“, paslaugų ir šio naudotojo vadovo naudojimu

Privatumo politika ir privatumo praktika

Skaitykite „Dexcom“ privatumo politiką adresu dexcom.com/linked/document/service/PrivacyPolicy

Nuosavybės teisės

„Dexcom Clarity“ ir šio naudotojo vadovo autorių teisės (2016–2022 m.) priklauso „Dexcom, Inc.“ ir jos licencijų išdavėjams. Visos teisės saugomos. „Dexcom Clarity“ programinėje įrangoje, atsisiųstoje į jūsų kompiuterį arba kitus įrenginius, gali būti tam tikros trečiųjų šalių programinės įrangos, licencijuotos „Dexcom“, pranešimai apie ją pateikti adresu clarity.dexcom.com/notices

Šiame vadove pateikti trečiųjų šalių produktams galioja jų gamintojų ir platintojų teisės, taikomos produktams ir jų prekių ženklams.

Susisiekti su „Dexcom“

Prireikus pagalbos dėl „Dexcom CGM“ sistemų, kilus klausimų apie „Dexcom Clarity“ arba jei norite gauti spausdintą naudotojo vadovo versiją, susisiekite su vietos „Dexcom“ atstovu

„Dexcom Clarity“ prieiga

Norėdami gauti „Dexcom Clarity“ prieigą žiniatinklyje:

1. Eikite į clarity.dexcom.eu/professional
2. Įveskite savo „Dexcom“ paskyros naudotojo vardą ir slaptažodį.

Jei jūsų klinika neturi paskyros, spustelėkite **Užsiregistruoti dabar**. Jei jums reikia prisijungimo jūsų klinikos paskyrai, susisiekite su savo klinikos „Dexcom Clarity“ paskyros administratoriumi.

Klinikos registracija

Kiekvieną kliniką turi užregistruoti įgaliotasis atstovas, kad sveikatos priežiūros specialistai galėtų gauti prieigą. Registruodami kliniką jūs tampate „Dexcom Clarity“ paskyros administratoriumi. Būtinai turėkite mažiausiai du administratorius savo klinikai. Norėdami daugiau sužinoti apie paskyrų lygius, žr. [Personalo vaidmenys](#).

Jei jums reikia prieigos prie jūsų klinikos paskyros, susisiekitė su savo klinikos „Dexcom Clarity“ paskyros administratoriumi.

Jūsų „Dexcom Clarity“ paskyra yra specifinė jūsų geografinei sričiai. Už ES ribų sukurtos paskyros nebus prieinamos ES.

Norėdami užregistruoti savo kliniką

1. Pasirinkite savo kalbą išskleidžiamajame sąrašė viršutiniame dešiniame kampe.
2. Pasirinkite savo šalį išskleidžiamajame sąrašė „Šalis“.
3. Spustelėkite **Pateikti**.
4. Pasirūpinkite, kad įgaliotasis atstovas užpildytų registracijos formą.
5. Spustelėkite **Pateikti**.
6. Spustelėkite **Užbaigti registraciją** atstovui atsiųstame suaktyvinimo el. laiške.
7. Įveskite savo naudotojo vardą ir slaptažodį.
8. Spustelėkite **Užbaigti mano registraciją**.
9. Spustelėkite **Gerai**.

Atsijungimas

Bet kuriuo metu galite atsijungti nuo „Dexcom Clarity“. Spustelėkite savo paskyros pavadinimą puslapio viršuje, dešinėje, tada spustelėkite **Atsijungti**. Tai naudinga, kai keli paskyros naudotojai gauna prieigą prie to paties kompiuterio.

Nustatymai

Nustatymai suteikia galimybę atnaujinti jūsų profilio nuostatas ir slaptažodį. Klinikos administratoriai gali atnaujinti klinikos ir saugumo nustatymus. Parinktytys nustatymuose:

- **Paskyra:** atnaujinkite savo vardą, el. pašto adresą, kalbą ir matavimo vienetus.
- **Slaptažodis:** atnaujinkite savo slaptažodį. Turite žinoti dabartinį savo slaptažodį.
- **Klinikos informacija:** prieiga tik administratoriui. Atnaujinkite klinikos pavadinimą, adresą ir telefoną.
- **Saugumas:** prieiga tik administratoriui. pasirinkite priverstinio slaptažodžio keitimo terminą ir automatinį paskyros pristabdymą nenaudojimo atveju. Padaryti pakeitimai taikomi visiems klinikos naudotojams.

Personalo paskyros

Personalo puslapyje rodomos visų klinikos naudotojų paskyrų pavadinimai, el. pašto adresai, naudotojų vaidmenys ir paskyros būsenos. Jei ką tik sukūrėte savo klinikos „Dexcom Clarity“ paskyrą, matysite tik savo paskyrą.

Personalo vaidmenys

„Dexcom Clarity“ siūlo dviejų skirtingų rūšių naudotojų vaidmenis: standartinis naudotojas ir administratorius.

- **Standartinis naudotojas** gauna prieigą ir tvarko pacientų sąrašą, nusiunčia CGM duomenis ir peržiūri pacientų ataskaitas.
- **Administratorius** gauna prieigą ir tvarko pacientų sąrašą ir personalo paskyras. Jie nusiunčia CGM duomenis, peržiūri pacientų ataskaitas ir pakviečia naujus klinikos naudotojus. Būtinai turėkite mažiausiai du administratorius savo klinikai.

Paskyros būklė

Toliau nurodytos paskyros būklės parinktys.

- **Aktyvi:** paskyrą galima naudoti.
- **Pristabdyta:** paskyra išjungta.
- **Pakviestas:** paskyros savininkui buvo nusiųstas el. laiškas su pakvietimu naudoti „Dexcom Clarity“.
- **Kvietimas pristabdytas:** pakvietimas naudoti „Dexcom Clarity“ nebegalioja.
- **Nebegalioja:** nebuvo prisijungta 90 dienų.
- **Užrakinta:** viršytas leistinų bandymų prisijungti skaičius.

Personalo paskyrų pridėjimas

Kaip administratorius galite pakviesti kitus sveikatos priežiūros specialistus naudoti „Dexcom Clarity“.

Norėdami pakviesti personalą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Spustelėkite **Personalas**.
2. Spustelėkite **Pridėti personalo paskyrą**.
3. Įveskite sveikatos priežiūros specialisto vardą ir el. pašto adresą.
4. Pasirinkite **Standartinis naudotojas** arba **Administratorius**, kad priskirtumėte naudotojo vaidmenį ir teises.
5. Spustelėkite **Įrašyti**, kad nusiųstumėte suaktyvinimo el. laišką pakviestam naudotojui.
6. Spustelėkite **Pridėti kitą personalo paskyrą** arba **Uždaryti**.

Nauji naudotojai turi priimti pakvietimą ir sukurti naudotojo vardą ir slaptažodį, kad suaktyvintų savo paskyrą. Naudotojas atsiras personalo paskyrų sąrašė kaip „Pakviestas“ iki suaktyvinimo.

Personalo paskyros pakvietimo priėmimas

Kai administratorius prideda jus prie klinikos paskyros, jūs el. paštu gausite pakvietimą iš „Dexcom Clarity“. Jums reikės naujo pakvietimo, jei neužbaigsite registracijos anksčiau pateiktos galiojimo pabaigos datos.

Norėdami užbaigti registraciją, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Spustelėkite **Užbaigti registraciją** jums atsiųstame suaktyvinimo el. laiške.
2. Įveskite savo naudotojo vardą ir slaptažodį.
3. Spustelėkite **Užbaigti mano registraciją**, tada spustelėkite **Gerai**.

Personalo paskyrų tvarkymas

Administratorius gali redaguoti personalo paskyrų pavadinimus, el. pašto adresus, paskyros būseną ir naudotojų vaidmenis.

Norėdami tvarkyti personalo paskyras, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Spustelėkite **Personalas**.
2. Suraskite naudotoją, kurį norite redaguoti, tada užveskite žymeklį šalia jo paskyros būsenos, kol pasirodys redagavimo piktograma.
3. Spustelėkite **Redaguoti**.
4. Padarykite pageidaujamus pakeitimus, tada spustelėkite **Įrašyti**.
5. Spustelėkite **Gerai** sėkmingo veiksmo patvirtinimo puslapyje.

Galite pakartotinai siųsti pakvietimus sukurti paskyrą iš personalo paskyros redagavimo puslapio, tam pažymėdami langelį.

Naudotojai administratoriai negali pakeisti savo naudotojo vaidmens iš administratoriaus į standartinį naudotoją. Jo vaidmenį turi pakeisti kitas administratorius.

Jūs negalite visam laikui panaikinti naudotojo paskyros. Galite tik pristabdyti paskyras, kad pašalintumėte prieigą.

Pacientų sąrašas

Pacientų puslapyje išvardyti pacientai, įvesti į jūsų „Dexcom Clarity“ klinikos paskyrą. Visi „Dexcom Clarity“ klinikos naudotojai turi prieigą prie šio puslapio.

Kiekvienam pacientui galite nusiųsti arba eksportuoti CGM duomenis vizitų metu, įrašyti arba spausdinti ataskaitas, peržiūrėti interaktyvias ataskaitas, redaguoti arba naikinti jo informaciją ir pakviesti bendrinti CGM duomenis. Norėdami gauti prieigą prie šių duomenų, spustelėkite paciento vardą.

Pridėjus pacientą prie jūsų klinikos „Dexcom Clarity“ pacientų sąrašo nesukuriama „Dexcom Clarity“ paskyra tam pacientui. Pacientai turi sukurti savo paskyras „Dexcom Clarity“, jei jie nori peržiūrėti arba bendrinti klinikoje nusiųstus CGM duomenis. Daugiau informacijos žr. [Duomenų bendrinimas](#).

Paciento pridėjimas

Norėdami pridėti pacientą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Spustelėkite **Pacientai**.
2. Spustelėkite **Pridėti naują pacientą**.
3. Įveskite paciento vardą, gimimo datą ir pasirinktinai paciento ID, tada spustelėkite **Įrašyti**.
4. Pasirinkite kitą parinktį arba spustelėkite **Uždaryti**.

Paciento ID yra pasirinktinis ir tai gali būti raidžių arba skaičių simbolių derinys pacientui identifikuoti jūsų klinikoje.

Paciento redagavimas

Norėdami redaguoti pacientą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Spustelėkite **Pacientai**.
2. Spustelėkite paciento, kurį norite redaguoti, vardą.
3. Spustelėkite **Redaguoti**.
4. Padarykite pageidaujamus pakeitimus.
5. Spustelėkite **Įrašyti**, tada **Gerai**.

Paciento naikinimas

Panaikinus pacientą panaikinami visi CGM duomenys ir nusiuntimai, to negalima anuliuoti.

Norėdami naikinti pacientą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Spustelėkite **Pacientai**.
2. Spustelėkite paciento, kurį norite redaguoti, vardą.
3. Spustelėkite **Naikinti**.
4. Spustelėkite langelį **Taip, noriu panaikinti šį pacientą**.
5. Spustelėkite **Naikinti**, tada **Uždaryti**.

Pacientų naršymas

Norint rasti konkretų pacientą, pacientų sąrašė galima naršyti dviem būdais: ieškoti arba surikiuoti.

Norint rasti konkretų pacientą, ieškai naudojama ieškos juosta sąrašo viršuje.

Norėdami ieškoti paciento, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Įveskite paciento vardą arba paciento ID.
2. paspauskite klavišą „Enter“ klaviatūroje, kad būtų pradėta ieška.

Norėdami rikiuoti pacientų sąrašą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Spustelėkite **PACIENTO VARDAS, DOB** arba **PACIENTO ID** žalioje juostoje.
2. Spustelėkite savo pasirinkimą dar kartą, kad surikiuotumėte atvirkštine tvarka.

Jei turite daugiau kaip 10 pacientų, juos rasite naudodami puslapių numerius sąrašo apačioje.

Paciento duomenų bendrinimas

Pacientai turi duoti leidimą bendrinti jų CGM duomenis, priimdami pakvietimą iš jūsų klinikas. Duomenys nebendrinami, kol pacientas sukuria savo paskyrą „Dexcom Clarity“ arba prie jos prisijungia, kad priimtų pakvietimą.

Kai pacientas priima pakvietimą bendrinti, paciento iš „Dexcom“ imtuvo arba „Dexcom Mobile“ programos nusiųsti duomenys bus prieinami peržiūrai klinikoje per klinikos „Dexcom Clarity“ paskyrą. Klinikoje nusiųsti imtuvo duomenys tada bus prieinami pacientui peržiūrai jo „Dexcom Clarity“ paskyroje ir klinikos „Dexcom Clarity“ paskyroje.

Pacientai arba klinikos gali bet kuriuo metu nustoti bendrinti duomenis.

- Visi duomenys, imtuvo nusiųsti į klinikos „Dexcom Clarity“ paskyrą, liks prieinami klinikoje. Šie duomenys nebus prieinami iš paciento „Dexcom Clarity“ paskyros bendrinimą sustabdžius.
- Visi duomenys, nusiųsti iš „Dexcom Mobile“ programos arba nusiųsti iš imtuvo į paciento asmeninę „Dexcom Clarity“ paskyrą, klinikai nebus prieinami sustabdžius bendrinimą.
- Pacientai ir toliau matys savo duomenis asmeninėje „Dexcom Clarity“ paskyroje per imtuvo nusiųtimą arba nusiųstus iš „Dexcom Mobile“ programos.

Klinikos naudojasi „Dexcom Clarity“ paskyra, kad pakviestų pacientus bendrinti duomenis su klinika. Jie gali pateikti pakvietimą žodžiu, išspausdintą arba atsiųsti el. paštu. Pakvietimuose pateiktas bendrinimo kodas, kurį pacientai įveda į asmenines „Dexcom Clarity“ paskyras. Kai jie įveda kodą, paskyros automatiškai bendrina duomenis tarpusavyje.

Paciento pakvietimas bendrinti duomenis

Pasinaudokite „Dexcom Clarity“ paskyra, kad pakviestumėte pacientus bendrinti duomenis su jūsų klinika. Paeikite pacientams išspausdintus pakvietimus arba siųskite el. paštu. Pakvietimuose pateiktas bendrinimo kodas, kurį pacientai įveda į asmenines „Dexcom Clarity“ paskyras. Kai jie įveda kodą, paskyros automatiškai bendrina duomenis tarpusavyje.

Pakvietimai generuojami jūsų klinikos numatyta kalba.

Norėdami sukurti kvietimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Spustelėkite **Pacientai**.
2. Spustelėkite paciento, kurį norite pakviesti, vardą.
3. Spustelėkite **Bendrinti duomenis**.
4. Spustelėkite **Spausdinti pakvietimą** norėdami peržiūrėti ir išspausdinti, arba **Siųsti pakvietimą el. paštu**, tada įveskite paciento el. pašto adresą.
5. Spustelėkite **Pakviesti**, tada **Uždaryti**.

Stabdyti duomenų bendrinimą

Norėdami sustabdyti duomenų bendrinimą su pacientu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Spustelėkite **Pacientai**.
2. Spustelėkite paciento, bendrinimą su kuriuo norite sustabdyti, vardą.
3. Spustelėkite **Stabdyti duomenų bendrinimą**.

Paciento vardas liks pacientų sąrašė informacijai.

Bendrinimo būseną

Norėdami nustatyti, ar pacientas bendrina duomenis su jūsų klinika, peržiūrėkite to paciento pacientų sąrašo duomenų bendrinimo stulpelį.

- **Pakviestas:** pacientas pakviestas bendrinti.
- **Ijungtas:** pacientas bendrina.
- **Privatus:** pacientas bendrina, bet nesutiko su privatumo teisės aktais.
- **Išjungtas:** pacientas nebendrina.

Duomenų nusiuntimas

Galite nusiųsti paciento CGM duomenis iš jo „Dexcom“ imtuvo kaskart jam esant

jūsų klinikoje. Jei pacientas naudoja „Dexcom Mobile“ programą, duomenys nuolat nusiunčiami ir juos galima peržiūrėti, kol autorizuotas bendrinimas. Informaciją žr. [Duomenų bendrinimas](#).

Galima naudoti tiek išmanųjį telefoną, tiek ir imtuvą CGM duomenims pateikti. Išmaniojo telefono sistema siunčia duomenis į „Dexcom“ serverį, kuriame duomenys prieinami ataskaitoms po trijų valandų. Šiems duomenims gauti išmanusis telefonas turi būti prijungtas prie interneto ir turi veikti „Dexcom Mobile CGM“ programa.

„Dexcom“ imtuvui reikalingas ryšys su kompiuteriu duomenims periodiškai nusiųsti. Jei pacientai dalį laiko naudoja išmanųjį telefoną ir dalį laiko imtuvą, tada „Dexcom Clarity“ bus reikalingi duomenys iš abiejų tiksliai statistikai pateikti.

Paciento duomenų nusiuntimas

Kai nusiunčiate iš paciento „Dexcom“ imtuvo klinikoje, duomenys iš karto matomi nuo jų patekimo į pacientų sąrašą.

Norėdami nusiųsti kiekvieno paciento duomenis, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Spustelėkite **Pacientai**.
2. Spustelėkite pageidaujamo paciento vardą.
3. Spustelėkite **Nusiųsti duomenis**.
4. Prijunkite CGM pagal ekrane pateikiamas instrukcijas.
5. Spustelėkite **Įdiegti** arba **Nusiųsti**.
6. Spustelėkite **Įrašyti arba spausdinti ataskaitą** arba **Eiti į interaktyvias ataskaitas**.

Imtuvo tvarkymas

Ši funkcija prieinama tik „Dexcom Professional CGM System“ ir „Dexcom G6“ naudotojams. „Dexcom“ profesionalios CGM sistemos yra klinikai priklausantys įrenginiai daugeliui pacientų ir jas turi konfigūruoti tik sveikatos priežiūros specialistai, kai galima. Profesionaliems imtuvams prieinami nustatymai yra:

- **Nustatymas iš naujo:** ištrinami visi duomenys ir grąžinami gamyklos nustatymai. To anuliuoti negalima.
- **Uždengti:** išjungiami visi CGM gliukozės rodmenys, rodyklės, grafikai ir visi su gliukoze susiję įspėjimai ir pavojaus signalai.
- **Atidengti:** įgalinami visi CGM gliukozės rodmenys, rodyklės, grafikai ir visi su gliukoze susiję įspėjimai ir pavojaus signalai.

Uždengimas, atidengimas ir nustatymas iš naujo

„Dexcom Clarity“ aptiks, jei imtuvas veikia uždengimo ar atidengimo režimu. Uždengtus imtuvus galima nustatyti **Atidengti** arba **Nustatyti iš naujo**. Atidengtus imtuvus galima nustatyti **Uždengti** arba **Nustatyti iš naujo**.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie šią funkciją, susisiekite su vietos „Dexcom“ atstovu.

Anoniminis nusiuntimas

Naudokite anoniminį nusiuntimą, kai paciento privatumas kelia susirūpinimą. Duomenyse, nusiųstuose anonimiškai, nėra asmeninės informacijos ir jų „Dexcom“ neįrašys. Negalėsite prieiti prie šių duomenų, jei grįšite į pacientų sąrašą. Galite įtraukti identifikatorių (ID) tam, kad būtų rodomas ataskaitų viršuje.

Ataskaitos ypatybės

„Dexcom Clarity“ jūs peržiūrite gliukozės duomenų ataskaitas su interaktyviaisiais grafikais ir atitinkama statistika.

Galite gauti prieigą prie ataskaitų tiesiogiai po paciento duomenų nusiuntimo, arba bet kuriuo metu padarydami taip:

1. Spustelėkite **Pacientai**.
2. Spustelėkite pageidaujamo paciento vardą.
3. Spustelėkite **Eiti į interaktyvias ataskaitas**.

Norėdami grįžti į pacientų sąrašą peržiūredami interaktyvias ataskaitas, spustelėkite **GRĮŽTI Į PACIENTŲ SĄRAŠĄ** iš bet kurio ataskaitų puslapio.

Datų diapazono pasirinkimas

Numatyta „Dexcom Clarity“ ataskaitose rodomi naujausių 14 dienų duomenys.

Norėdami keisti datų diapazoną, bet kurioje ataskaitoje atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Spustelėkite datų diapazoną.
2. Pasirinkite iš naujausio dienų skaičiaus arba spustelėkite datos diapazoną, tada spustelėkite **Gerai**.

Įvykiai

Įvykiai, įrašyti „Dexcom CGM“ sistemoje, rodomi kai kuriose ataskaitose. Kiekvienas įvykis rodomas kaip piktograma. Norėdami pamatyti daugiau informacijos, užveskite pelės žymeklį ant piktogramos.

Paciento gliukozės diapazonai

Ataskaitų puslapio apačioje spustelėkite **Paciento gliukozės diapazonai**, kad pakeistumėte tik tikslinių gliukozės diapazonų rodinį. Šie nustatymai taikomi tik jūsų paskyros rodimui ir nepakeičia jokio kito klinikos paskyros rodinio, paciento asmeninių nustatymų ar kokių nors CGM nustatymų.

Gliukozės laikas / tikslinis diapazonas. Norėdami tinkinti tikslinio gliukozės diapazono viršutines ir apatines ribas, spustelėkite ir laikykite pilko apskritimo piktogramą ir vilkite ją aukštyn arba žemyn, kad nustatytumėte jūsų pageidaujamus gliukozės lygius tiksliniam diapazonui; arba pasirinkite laiką ir savo gliukozės lygio ribas dienai ir nakčiai iškleidžiamuosiuose sąrašuose. Visoje „Dexcom Clarity“ viršutinės ribos linija visada yra geltona, o apatinės ribos linija visada yra raudona. Spalvos gali atrodyti skirtingai priklausomai nuo jūsų monitoriaus nustatymų.

Diena ir naktis. Norėdami tinkinti dieną ir naktį, spustelėkite ir laikykite pilko apskritimo piktogramą ir vilkite ją kairėn arba dešinėn, kad nustatytumėte, kada diena prasideda ir baigiasi; arba pasirinkite pradžios ir pabaigos laiką dienai ir nakčiai iškleidžiamuosiuose sąrašuose.

Labai aukštas. Pasirinkite 250 mg/dL (13,9 mmol/L) arba aukščiau kaip ribą labai aukštam kiekiui rodyti „Dexcom Clarity reports“. Šio nustatymo keitimas nepakeičia „Dexcom“ CGM nustatymų.

Labai žemas. Pasirinkite 50 mg/dL arba 54 mg/dL (2,8 mmol/L arba 3,0 mmol/L) kaip ribą itin žemam kiekiui rodyti „Dexcom Clarity“ ataskaitose. Šio nustatymo keitimas nepakeičia „Dexcom“ CGM nustatymų.

AGP tikslinis diapazonas. Pasirinkite žemą ir aukštą ribas, kurias norite peržiūrėti AGP ataskaitoje. Jūsų šio nustatymo atlikti pakeitimai taikomi tik AGP ataskaitai.

Ataskaitos išvestys

Galite išspausdinti, atsisiųsti, siųsti el. paštu ir eksportuoti ataskaitas pasinaudodami nuorodomis, esančiomis „Dexcom Clarity“ viršuje.

Visos ataskaitos generuojamos jūsų paskyros numatytąja kalba ir naudojant jūsų paskyroje nurodytus matavimo vienetus. Jūsų pacientas gali prašyti ataskaitos kita kalba arba matavimo vienetais. Norėdami išsiųsti ataskaitą su skirtingais nustatymais, eikite į [Paciento gliukozės diapazonus](#).

Ataskaitų spausdinimas

Norėdami spausdinti ataskaitą, bet kuriame ataskaitos puslapyje atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Spustelėkite **spausdinimo** piktogramą puslapio viršuje.
2. Pasirinkite datų diapazoną.
3. Pasirinkite vėliausiai naudotą dienų skaičių arba spustelėkite datos laukuose, kad pasirinktumėte datas iš pritinkinto rodinio, tada spustelėkite **Gerai**.
4. Pasirinkite mažiausiai vieną ataskaitą spausdinti.
5. Spustelėkite **Spausdinti ataskaitą**.

Ataskaitų atsisiuntimas

Norėdami atsisiųsti ataskaitą kaip PDF, bet kuriame ataskaitos puslapyje atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Spustelėkite **atsisiuntimo** piktogramą puslapio viršuje.
2. Pasirinkite datų diapazoną.
3. Pasirinkite vėliausiai naudotą dienų skaičių arba spustelėkite datos laukuose, kad pasirinktumėte datas iš pritinkinto rodinio, tada spustelėkite **Gerai**.
4. Pasirinkite mažiausiai vieną ataskaitą atsisiųsti.
5. Spustelėkite **Įrašyti ataskaitą**.

Ataskaitų eksportas

Galite eksportuoti neapdorotas gliukozės duomenų reikšmes, kalibravimo reikšmes ir įvykius į „Excel“ skaičiuoklę, įrašytą jūsų kompiuteryje. Bus sugeneruotas .csv failas.

Norėdami eksportuoti ataskaitą, bet kuriame ataskaitos puslapyje atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Spustelėkite **eksporto** piktogramą puslapio viršuje.
2. Pasirinkite datų diapazoną.
3. Pasirinkite vėliausiai naudotą dienų skaičių arba spustelėkite datos laukuose, kad pasirinktumėte datas iš pritinkinto rodinio, tada spustelėkite **Gerai**.
4. Spustelėkite **Eksportuoti**, tada **Uždaryti**.

Kopijuoti kaip tekstą

Prieinama tik apžvalgos ataskaitoje, galite kopijuoti ataskaitų srities duomenis į savo kompiuterio mainų sritį. Paskui tai galite įklijuoti kur tik norite. Turinys bus rodomas tik teksto formatu.

Norėdami kopijuoti kaip tekstą, tik iš apžvalgos ataskaitos atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Spustelėkite **kopijuoti kaip tekstą** piktogramą apžvalgos ataskaitos puslapio viršuje.
2. Įklijuokite turinį į bet kokį dokumentą ar failą, prieinamą jūsų kompiuteryje.

Apžvalgos ataskaita

Apžvalgos ataskaitoje rodoma statistikos gliukozės santraukos ataskaitos sritis, šablonų santrauka ir geriausia gliukozės diena pasirinktą datų diapazoną. Ten taip pat pateikiama informacija apie „Dexcom CGM“ sistemą, naudojamą rodomiems duomenims pateikti.

Ataskaitų sritis

Apžvalgos ataskaitoje yra pagrindinių rodmenų iš pasirinkto datų diapazono santraukos ataskaitų sritis:

- **Gliukozės vidurkis:** Visų CGM gliukozės nuskaitymų vidurkis per pasirinktą dienų intervalą.
- **Standartinis nuokrypis:** rodo, kiek CGM gliukozės rodmenys padidėjo ir sumažėjo. Tai taip pat vadinama glikemijos kintamumu.
- **GMI (gliukozės valdymo indikatorius):** skaičiavimas, kuris įvertina laboratorijos A1C pagal jutiklio rodmenų vidurkį. Daugiau dienų gali lemti geresnius įvertinimus. Skirtumai tarp GMI ir laboratorinio A1C lygio gali atsirasti dėl asmens raudonųjų kraujo ląstelių gyvybingumo amžiaus, dėl to, kaip gliukozė prisijungia prie hemoglobino arba dėl neseniai buvusio gliukozės kontrolės svyravimo.
- **Laikas diapazone:** laiko procentas, kai gliukozės lygiai yra žemame, tiksliniame arba aukštame diapazone. Toliau pateikti diapazonai yra rekomenduojami tarptautiniu sutarimu. „Dexcom Clarity“ intervalai gali skirtis nuo „Dexcom“ CGM įspėjimų. Čia atlikti keitimai taikomi tik „Dexcom Clarity“.
 - Tikslinis diapazonas: 3,9–10,0 mmol/L arba 70–180 mg/dL
 - Labai aukštas: virš 13,9 mmol/L arba 250 mg/dL
 - Labai žemas: žemiau 3,0 mmol/L arba 54 mg/dL

- **Jutiklio naudojimas:** pateikia aukšto lygio „Dexcom CGM“ įrenginio naudojimo rodinį.
 - **Dienos su CGM duomenimis** rodo dienų skaičių per ataskaitinį laikotarpį su mažiausiai 50 % CGM rodmenų.
 - **Vidutiniai suderinimai per dieną** rodo vidutinį suderinimų per dieną skaičių, kurį įvedė pacientas per stebėjimo laikotarpį. Įtrauktos tik dienos su mažiausiai 50 % CGM rodmenų. „Dexcom G6“ sistema yra patvirtinta naudoti be kalibravimų arba pasirinktinai su kalibravimais, kad kalibravimų skaičius per dieną vidutiniškai galėtų būti nulis.

Šablonų santraukos ir geriausia diena

Apžvalgos ataskaitoje rodoma iki keturių šablonų, identifiкуotų duomenyse. Norėdami peržiūrėti šablono santrauką [šablonų ataskaitoje](#), spustelėkite šablono langelį, kad būtų parodyti išsamūs grafikai ir statistika.

Aukšto ir žemo gliukozės lygių ribos keičiamos [Paciento gliukozės diapazonai](#). „Dexcom Clarity“ atlikti pakeitimai taikomi visur „Dexcom Clarity“, bet neturi įtakos jokiam CGM įrenginio nustatymui.

Paciento geriausia gliukozės diena yra diena, kurios didžiąją dalį pacientas išliko tiksliniame diapazone pasirinktą datų diapazoną. Spustelėkite geriausios gliukozės dienos langelį, kad gautumėte išsamų rodinį.

Įrenginiai

Išsami informacija apie naudojamą „Dexcom CGM“ sistemą, įeina serijos numeris, paskutinis nusiuntimas ir dabartiniai įspėjimo nustatymai. Prijungtų įrenginių informacija taip pat čia įtraukta.

Šablonų ataskaita

Šablonų ataskaitoje pateikiami grafiniai šablonai, statistika ir aukšti, žemi lygiai bei geriausia jūsų diena pasirinktame datų diapazone. Tai tie patys šablonai, kurių santrauka pateikiama [apžvalgos ataskaitoje](#). Ten visada bus skirtukas „Geriausia diena“ peržiūrai. Spustelėkite kiekvieną skirtuką, kad pamatytumėte išsamią informaciją.

Šablonų grafikai

Kiekvienas šablonas pateikiamas kaip grafikų seka, nurodant laiką, kurį šablonas rastas pasirinktame datų diapazone arba šablono įvykj.

Į kiekvieną grafiką įeina:

- 24 valandų laiko linija apatinėje x ašyje.
- Gliukozės rodmenų skalė kairiojoje y ašyje.

- Tikslinio diapazono ribos dešiniojoje y ašyje.
- CGM linijos, kurios jungia atskirus CGM gliukozės rodmenis.
- Reikšmės, susietos su kiekvienu CGM rodmeniu, peržiūrimu perkeliant pelę išilgai CGM linijų.
- Tiksliniai gliukozės diapazonai, parodyti spalvotomis linijomis, kurios eina lygiagrečiai x ašiai, kaip nustatyta [Paciento gliukozės diapazonai](#). Geltona linija yra viršutinė riba, o raudona linijas yra apatinė riba.
- Pakankamas kiekis dienos duomenų, pagal kuriuos nustatomos tendencijos, paryškintos stulpeliuose baltame fone.
- [Įvykiai](#), įrašyti „Dexcom CGM“ sistemoje, rodomi kaip piktogramos ir juos galima peržiūrėti, užvedus žymeklį ant kiekvienos piktogramos.
- [Kalibravimo įvykiai](#), įvesti į „Dexcom CGM“ sistemą, rodomi pilko apskritimo C piktograma, kai kalibravimo perjungimas aktyvus.

Šablono įvykiai

Šablono įvykis yra gliukozės duomenų periodas, kuris atitinka didesnę panašių gliukozės duomenų periodų šablono. Pavyzdžiui, jei tie duomenys rodo žemų lygių nakties metu šablono, vienas iš tų žemų lygių nakties metu būtų įvykis. Dienomis gali būti keli šablono įvykiai.

Šablono įvykis yra balti stulpeliai. Pilkos grafiko sritys nėra šablono dalis. Gliukozės reikšmės ir įvykius galima peržiūrėti, perkeliant pelę virš bet kurios grafiko dalies ir užvedant.

Į geriausios dienos šablono grafiką neįeina pilkas fonas.

Raidė žymi kiekvieną šablono įvykį. Ši raidė rodoma grafiko viršuje, virš balto stulpelio, ir rodoma grafiko kairėje su įvykio kartais.

Stulpelis ir kairiosios pusės šablono įvykiai bus paryškinti jums užvedus žymeklį virš įvykių.

Priešingi

Priešingas yra tada, kai šablono įvykį iš karto seka priešingas – aukštas po žemo arba žemas po aukšto. Priešingų skaičius gliukozės duomenų rinkinyje nurodomas santraukoje prieš grafikus.

Šablono statistika

Į pasirinkto datų diapazono šablonų statistiką įeina vidutinis gliukozės rodmuo, standartinis nuokrypis ir laikas diapazone.

Aptarimai

Remiantis pasirinkto datų diapazono šablonais, kai kurie galimi aptarimai pateikiami šablonų ataskaitos apačioje.

Tendencijų ataskaita

Tendencijų ataskaita leidžia jums matyti gliukozės tendencijas skirtingu dienos laiku pasirinktame datų diapazone. Pavyzdžiui, galite matyti, kad jūsų gliukozės lygiai stabilūs rytais, bet mažiau stabilūs popietėmis.

Norėdami filtruoti tendencijų duomenis, spustelėkite **Dienos, Dienos laikas, Įvykiai ir Naudojimas**, tada spustelėkite **Taikyti**. Turite spustelėti **Taikyti** kaskart, kai keičiate filtrą, kad atnaujintumėte grafiką.

Tendencijų grafikas

Į tendencijų grafiką įeina:

- 24 valandų laiko linija išilgai apatinės x ašies.
- Gliukozės rodmenų skalė dešiniojoje y ašyje.
- CGM linijos, kurios rodo CGM gliukozės duomenų rodmenis.
- Reikšmės, susietos su kiekvienu CGM rodmenimis, peržiūrimais perkeliant pelę išilgai CGM linijų.
- Tiksliniai gliukozės diapazonai, parodyti spalvotomis linijomis, kurios eina lygiagrečiai x ašiai, ir reikšmės, nustatytos [Paciento gliukozės diapazonai](#), kairiojoje y ašyje. Geltona linija yra viršutinė riba, o raudona linijas yra apatinė riba.
- [Kalibravimo įvykiai](#), įvesti į „Dexcom CGM“ sistemą, rodomi pilko apskritimo C piktograma, kai kalibravimo perjungimas aktyvus.

Juostos su geltonu ir raudonu fonu rodo atitinkamai kliniškai reikšmingą hiperglikemiją arba hipoglikemiją. Klinikinis reikšmingumas apibrėžiamas trimis toliau nurodytais veiksniais.

- Hiperglikemijos arba hipoglikemijos trukmė
- Hiperglikemijos arba hipoglikemijos dydis
- Hiperglikemijos arba hipoglikemijos dažnumas

Juostos su tamsiausiu fonu rodo reikšmingiausias hiperglikemijos ir hipoglikemijos sritis. Juostos su šviesesniu fonu rodo kitus hiperglikemijos arba hipoglikemijos šablonus, įskaitant kliniškai nereikšmingus duomenis.

Perklojimo ataskaita

Perklojimo ataskaitoje rodomi vienos savaitės duomenys kiekviename grafike spalvotomis linijomis, kad būtų parodyti vienos dienos duomenys laikui bėgant. Pavyzdžiui, jei pasirenkate 10 dienų datos diapazoną ir nepritaikote jokių filtrų, matysite du grafikus, vieną su septyniomis linijomis ir vieną su trimis.

Norėdami filtruoti perklojimo duomenis, spustelėkite **Dienos**, **Dienos laikas**, **Įvykiai** ir **Naudojimas**, tada spustelėkite **Taikyti**. Turite spustelėti **Taikyti** kaskart, kai keičiate filtrą, kad atnaujintumėte grafiką.

Perklojimo grafikas

Perklojimo grafikas turi kelis toliau nurodytus komponentus.

- 24 valandų laiko linija išilgai apatinės x ašies.
- Gliukozės rodmenų skalė kairiojoje y ašyje.
- CGM linijos: kiekviena grafiko linija atitinka skirtingos dienos duomenis. Raktas viršuje rodo, kuri linija atitinka kurią dieną. Naudokite šias CGM linijas, norėdami nustatyti tendencijas ir palyginti skirtingų dienų duomenis pasirinktame duomenų diapazone.
- Užvesti: perkelkite žymeklį bet kur ant CGM linijos ir palikite šiek tiek laiko, kad gautumėte šio laiko momento gliukozės informaciją.
- Tiksliniai gliukozės diapazonai rodomi spalvotomis linijomis, kurios eina lygiagrečiai x ašies ir reikšmės, nustatytos [paciento gliukozės diapazonuose](#), dešiniojoje y ašyje. Geltona linija yra viršutinė riba, o raudona linijas yra apatinė riba.
- [Kalibravimo įvykiai](#), įvesti į „Dexcom CGM“ sistemą, rodomi pilko apskritimo C piktograma, kai kalibravimo perjungimas aktyvus.

Dienos ataskaita

Dienos ataskaitoje rodomi gliukozės duomenys grafikuose pagal dieną pasirinktame laiko diapazone. Dienos grafikai rodomi pirmiausia pateikiant naujausią dieną. Naudokite skaičius išilgai paskutinio grafiko apačios, kad įkeltumėte ankstesnes dienas.

Norėdami filtruoti dienos duomenis, spustelėkite **Dienos**, **Dienos laikas**, **Įvykiai** ir **Naudojimas**, tada spustelėkite **Taikyti**. Turite spustelėti **Taikyti** kaskart, kai keičiate filtrą, kad atnaujintumėte grafiką. Naudokite raktą, kad suprastumėte įvykių piktogramas.

Dienos grafikas

Dienos grafikas turi kelis toliau nurodytus komponentus.

- 24 valandų laiko linija išilgai x ašies apačios ir gliukozės rodmenų vienetai kairiojoje y ašyje.
- Tiksliniai gliukozės diapazonai rodomi spalvotomis linijomis, kurios eina lygiagrečiai x ašies ir reikšmės, nustatytos [paciento diapazonuose](#), dešiniojoje y ašyje. Geltona linija yra viršutinė riba, o raudona linijas yra apatinė riba.
- [Ivykiai](#), įrašyti „Dexcom CGM“ sistemos, rodomi piktograma apačioje. Užveskite žymeklį virš kiekvienos piktogramos, kad gautumėte daugiau informacijos, arba slinkite žemyn, kad peržiūrėtumėte lentelę.

Jei juodoje pėdsako linijoje yra trūkių arba sustojimų, „Dexcom CGM“ sistema tuo laiku neįrašė gliukozės duomenų.

Palyginimo ataskaita

Palyginimo ataskaita perskirta į du stulpelius, kuriuose yra grafikai, statistika, šablonai ir įrenginiai palyginti pasirinktuose datų diapazonuose.

Datų diapazonų pasirinkimas

Kiekvienas stulpelis turi savo duomenų diapazono parinkiklį. Galite palyginti iki 90 dienų duomenis. Naudokite skaičius, esančius po paskutiniu grafiku, norėdami peržiūrėti daugiau grafikų pasirinktame datų diapazone.

Datos juostose rodomi dabartiniai datų diapazonai palyginti. Norėdami pakeisti diapazonus kiekvienam stulpeliui, pasirinkite vėliausiai naudotą dienų skaičių arba spustelėkite datos laukuose, kad pasirinktumėte datas iš pritinkinto rodinio, tada spustelėkite **Gerai**.

Palyginkite grafikus tendencijų, perklojimo arba dienos rodinis ir pritaikykite filtrus. Norėdami pakeisti duomenų rodinis ir filtrus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Spustelėkite **Tendencijos**, **Perklojimas** arba **Dienos**, kad pasirinktumėte rodinį.
2. Spustelėkite **Dienos**, **Dienos laikas**, **Ivykiai** ir **Naudojimas**, tada spustelėkite **Taikyti**. Turite spustelėti **Taikyti** kaskart, kai keičiate filtrą, kad atnaujintumėte grafiką.

Tendencijų palyginimas

Tendencijų rodyne peržiūrėkite gliukozės tendencijas dienos laiku vieną šalia kitos pasirinktuose datų diapazonuose. Šiuose grafikuose yra tokios pat ypatybės, kaip ir [tendencijų grafike](#).

Perklojimų palyginimas

Perklojimo rodyne palyginkite po dieną savaitės duomenis pasirinktuose laiko diapazonuose. Šiuose grafikuose yra tokios pat ypatybės, kaip ir [perklojimo grafike](#).

Dienų palyginimas

Dienos rodinyje peržiūrėkite dienos 24 valandų grafikus vieną šalia kito pasirinktame datų diapazone. Šiuose grafikuose yra tokios pat ypatybės, kaip ir [dienos grafike](#).

Statistikos palyginimas

Visuose rodiniuose yra pagrindiniai rodmenys arba statistika, rodomi po grafikais. Ši statistika panaši į tą, kuri rodoma [apžvalgos ataskaitoje](#).

Statistika dešiniajame stulpelyje paženklinta rodyklėmis, kad būtų parodyti pokyčiai nuo kairiojo stulpelio reikšmių. Aukštyn nukreipta rodyklė reiškia, kad statistiniai duomenys dešinėje yra aukštesni už tokius pat kairėje. Žemyn nukreipta rodyklė reiškia, kad mažesni.

Šablonų palyginimas

Spustelėkite šablono pavadinimą, kad peržiūrėtumėte laiko intervalą, įvykių skaičių ir šablono priešingus.

Šablonai, gauti iš kairiojo stulpelio, paženklinti dešiniajame stulpelyje perbrauktu žaliu tekstu ir varnelės piktograma.

Nauji šablonai dešiniajame stulpelyje paryškinti piktograma NAUJAS. Geriausios dienos visada įtraukiamos abiem pasirinktiems datų diapazonams.

Įrenginių palyginimas

Spustelėkite įrenginio pavadinimą puslapio apačioje, norėdami palyginti „Dexcom CGM“ modelį, serijos numerį ir pasirinktą datos diapazonų nusiuntimo datą.

Statistikos ataskaita

Rodoma dienų arba valandų CGM duomenų statistika su standartiniais arba pažangiais pasirinkto datų laikotarpio rodiniais.

Dienų statistika yra apskaičiuotos reikšmės atskirai savaitės dienai per pasirinktą datų diapazoną. Pavyzdžiui, jei datų intervalas yra 14 dienų, visos CGM reikšmės, surinktos per du pirmadienius, būtų naudojamos pirmadienio apskaičiavimams.

Valandų statistika yra apskaičiuotos reikšmės atskirai dienos valandai per pasirinktą datų diapazoną. Pavyzdžiui, jei datų diapazonas 7 dienos, visos CGM reikšmės, surinktos kiekvienai atskirai valandai kiekvienai iš septynių dienų, bus naudojamos skaičiavimuose.

Spustelėkite **Dienos** arba **Valandos**, norėdami gauti standartinius rodinius, tada spustelėkite žymės langelį **Pažangus**, jei norite peržiūrėti visą statistiką.

Dienų ir valandų statistika ta pati, įeina:

- **Laikas diapazone:** laiko procentas, kai gliukozės lygiai yra žemame, tiksliniame arba aukštame diapazone. Toliau pateikti diapazonai yra rekomenduojami tarptautiniu sutarimu. „Dexcom Clarity“ intervalai gali skirtis nuo „Dexcom“ CGM įspėjimų. Čia atlikti keitimai taikomi tik „Dexcom Clarity“.
 - Tikslinis diapazonas: 3,9–10,0 mmol/L arba 70–180 mg/dL
 - Labai aukštas: virš 13,9 mmol/L arba 250 mg/dL
 - Labai žemas: žemiau 3,0 mmol/L arba 54 mg/dL
- **Nuskaitymai:** visas CGM nuskaitymų skaičius.
- **Min:** minimumas yra žemiausias CGM rodmuo.
- **Vidurkis:** CGM rodmenų vidurkis.
- **Maks.:** maksimumas yra aukščiausias CGM rodmuo.
- **25 kvartilis:** CGM rodmuo, kai 25 % visų rodmenų lygūs šiai reikšmei arba žemiau jos, išdėsčius reikšmes nuo žemiausios iki aukščiausios.
- **Mediana:** visų CGM vidurio taškas, kuriame pusė rodmenų yra aukščiau.
- **75 kvartilis:** CGM rodmuo, kai 75 % visų rodmenų lygūs šiai reikšmei arba žemiau jos, išdėsčius reikšmes nuo žemiausios iki aukščiausios.
- **IQR:** diapazonas tarp kvartilių (IQR) yra skirtumas tarp 75 kvartilio ir 25 kvartilio rodmenų.
- **St. nuokr.:** rodo, kiek CGM gliukozės rodmenys padidėjo ir sumažėjo. Tai taip pat vadinama glikemijos kintamumu.
- **IQ st. nuokr.:** standartinis nuokrypis tarp kvartilių (IQSD) pašalina viršutinius 25 % ir apatinius 25 % CGM prieš apskaičiuojant SN.
- **Vidurkio SN:** vidurkio standartinis nuokrypis (vidurkio SN) įvertina kintamumą, SN dalijant iš reikšmių skaičiaus kvadratinės šaknies.
- **%VK:** pokyčio koeficientas (%VK) yra skaičiuojamas dalijant standartinį gliukozės nuokrypį iš gliukozės vidurkio. %VK yra standartizuotas matmuo, kuris įvertina gliukozės kintamumo dydį. Kuo didesnis %VK, tuo didesnis CGM rodmenų pokytis.

AGP ataskaita

„Ambulatory Glucose Profile“ (AGP) yra licencijuota, standartizuota gliukozės ataskaita, kurią sukūrė „International Diabetes Center“ (IDC). AGP pateikiamas standartinis informacijos ir grafikų rinkinys, susijęs su jūsų diabeto valdymu ir yra tik viena jūsų gliukozės šablonų supratimo dalis.

Ataskaita yra padalyta į šiuos skyrius:

- **Gliukozės statistika** apibendrina gliukozės reikšmes pagal pasirinktą datų intervalą.
 - **Gliukozės poveikis:** visų gliukozės rodmenų vidurkis per pasirinktą datų intervalą.
 - **Gliukozės intervalai:** kiekvieno gliukozės intervalo trukmės procentai.
 - **Gliukozės kintamumas:** skirtumas tarp rodmenų ir vidurkio.
 - **Duomenų pakankamumas:** laiko, kurio metu buvo pateikiami CGM rodmenys, procentai.
- **Ambulatorinio gliukozės profilio** rodmenys derinami siekiant sudaryti vienos dienos 24 valandų paveikslą.
 - **50 % mediana:** pusė gliukozės reikšmių yra virš šios linijos ir pusė yra žemiau.
 - **25/75 % IQR:** pusė gliukozės reikšmių yra tarp šių linijų ir pusė yra už linijų ribų.
 - **10/90%:** 80 % gliukozės reikšmių yra tarp šių linijų.
- **Dienos gliukozės profiliuose** yra vienos dienos gliukozės reikšmių rodiniai per pasirinktą datų intervalą.

Palaikymas

Prireikus pagalbos dėl „Dexcom Clarity“ naudojimo, spustelėkite **Palaikymas** ir pasirinkite parinktį:

- **Nusiuntimo įrankio šalinimas:** „Dexcom Clarity Uploader“ programinė įranga pašalinama iš jūsų kompiuterio.
- **Naudotojo vadovas:** peržiūrėkite, išspausdinkite ir įrašykite šį vadovą PDF formatu.
- **Žodynėlis:** peržiūrėkite terminų apibrėžtis ir duomenų skaičiavimų paaiškinimus.
- **Susisiekite su mumis:** raskite vietinio „Dexcom“ atstovo kontaktinę informaciją.

Trikčių šalinimas

Jei kyla „Dexcom Clarity“ prieigos problemų, bandykite atlikti toliau nurodytus trikčių šalinimo veiksmus.

- Jei pamiršote slaptažodį, eikite į prisijungimo ekraną ir spustelėkite **Pamiršote slaptažodį?**, kad jis būtų išsiųstas jums el. paštu.
- Jei pamiršote vartotojo vardą, eikite į prisijungimo ekraną ir spustelėkite **Pamiršote vartotojo vardą?**, kad jis būtų išsiųstas jums el. paštu.

- Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris viso seanso metu prijungtas prie interneto. Jei kompiuteris praras šį ryšį, ekranai gali nebūti rodomi tinkamai.
- Patikrinkite, ar kompiuterio [operacinė sistema ir naršyklė palaikomos](#).
- Žinokite, kur laikomi atsisiųsti failai. Taip bus lengviau rasti atsisiuntimus.
- Įsitikinkite, kad nėra atidarytos kitos gliukozės programinės įrangos, nes ji gali būti vilkinimo arba trikčių nusiuntimų iš CGM metu priežastis.
- Įsitikinkite, kad turite tinkamus leidimus savo kompiuteryje ataskaitoms atsisiųsti arba „Dexcom Clarity Uploader“ įdiegti.
- Įsitikinkite, kad toliau pateikti URL įtraukti į bet kuriuos patikimų žiniatinklio svetainių naršyklės sąrašus.
 - *.dexcom.eu (ir visi antriniai domenai) 443 prievade
 - *.dexcom.com (ir visi antriniai domenai) 443 prievade
 - https://agent.mydiabetesdata.com

Techninis palaikymas

Prireikus pagalbos dėl „Dexcom CGM“ sistemų, kilus klausimų apie „Dexcom Clarity“ arba jei norite gauti spausdintą naudotojo vadovo versiją, susisiekite su vietos „Dexcom“ atstovu.

Apie bet koki rimtą incidentą, susijusį su šiuo įrenginiu, būtina pranešti gamintojui ir kompetentingai šalies narės, kurioje yra jūsų buveinė, institucijai.

Tinklo konfigūravimo trikčių šalinimas

Ši informacija skirta naudotojams, apsaugotiems įmonės užkardų arba naudojantiems tarpinius serverius interneto ryšiui. Dirbkite su vietos IT parama, kad užtikrintumėte tinkamą tinklo konfigūraciją

Reikalavimai tinklui

Kad būtų galima paleisti „Dexcom Clarity Uploader“, klinikai reikia interneto ryšio išeinančiam ir įeinančiam HTTPS/SSL srautui, kaip nurodyta toliau:

- dexcom.eu (ir visi antriniai domenai) 443 prievade
- dexcom.com (ir visi antriniai domenai) 443 prievade
- agent.mydiabetesdata.com su DNS kilpinės jungties / vietinio pagrindinio kompiuterio palaikymu į 127.0.0.1

Patikimos žiniatinklio svetainės

Tinklams, naudojantiems patikimų svetainių konfigūracijas, įtraukite tolesnius elementus **Interneto parinktys > Saugumas > Patikimos svetainės > Svetainės** arba valdomos grupės politikos konfigūracijoje:

- https://*.dexcom.eu
- https://*.dexcom.com
- <https://agent.mydiabetesdata.com>

Kilpinės jungties palaikymas

Svetainė agent.mydiabetesdata.com turi būti laikoma vietos intraneto svetaine, apeinant tarpinius serverius. Tam gali reikėti DNS kilpinės jungties palaikymo su vietiniu pagrindiniu kompiuteriu 127.0.0.1, kartu su išimtimi įmonės tinklo konfigūracijos sąrankoje, kad agent.mydiabetesdata.com apeitų tarpinį serverį ir būtų laikoma vietos intraneto svetaine. Klientams, kur grupės politikos įgyvendinimas nenaudojamas arba klientams, kurie leidžia vietos interneto parinkčių pakeitimus, tolesnius veiksmus galima naudoti kaip vadovą tinkamai konfigūracijai.

Vietos intranetui:

1. Eikite į **Interneto parinktys > Saugumas > Vietos intranetas > Svetainės**.
2. Pašalinkite žymėjimą **Įtraukti visas svetaines, kurios apeina tarpinį serverį**.

Tarpinio serverio nustatymų išimtis:

1. Eikite į **Interneto parinktys > Ryšiai > LAN nustatymai**.
2. Pažymėkite langelį **Naudoti tarpinį serverį LAN**.
3. Spustelėkite **Išplėstiniai**.
4. Įveskite **agent.mydiabetesdata.com** išimčių lauke.
5. Spustelėkite **Gerai**.



Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA USA 92121
+ 1.858.200.0200
www.dexcom.com



Už JAV ribų:
susisieki su vietos „Dexcom“ atstovu

ES importuotojas
Dexcom Lithuania
Business Center 'Business Stadium North' Šeimyniškių str. 19, Vilnius



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hanover, Germany

Šveicarijos įgaliotasis atstovas
MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau
Switzerland

Šveicarijos importuotojas
Dexcom International Limited, Nicosia, Zweigniederlassung Horw
Allmendstrasse 18
6048 Horw
Switzerland





Australijos užsakovas
AA-Med Pty Ltd
Suite 10.04, 1 Chandos Street
St Leonards NSW 2065
Australia

Registration Holder, Izraelis
I.L. Emergo Israel
9 Andrei Sakharov St.
Matam, P.O.B. 15401
Haifa 3190501 Israel
Telefonas 02-6731634

AMAR registravimo numeris, Izraelis
24820094

Simboliai

Šie simboliai jus informuoja apie tinkamą ir saugų „Dexcom Clarity“ naudojimą.

Gamintojo informacija	
Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje / Europos Sąjungoje	
Nurodo, kad tai yra medicinos įrenginys	
Nurodo atitiktį sveikatos, saugos ir aplinkosaugos standartus gaminiams, parduodamiems Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), taip pat yra ant produktų, parduodamų už EEE ribų, pagamintų pagal EEE standartus.	

© 2016–2022 Dexcom, Inc.
LBL020451 Rev 008 perž., 2022/10

„Dexcom“ ir „Dexcom Clarity“ yra registruotieji „Dexcom, Inc.“ prekių ženklai Jungtinėse Valstijose ir gali būti kitose šalyse.