



Dexcom Clarity

Naudotojo vadovas

Norėdami gauti išspausdintą šio vadovo kopiją,
susisiekite su vietos „Dexcom“ atstovu.

Turinys

Turinys	2
„Dexcom Clarity“ įvadas	5
Paskirtis / pareiškimas apie saugumą	5
Apie „Dexcom Clarity“	5
Kompiuterio ir interneto konfigūracijos	5
„Windows“ 8, 10, arba 11	6
„Mac OSX“ 10.14, 10.15, 11, arba 12	6
Pasirinktinės kompiuterio konfigūracijos	6
Naudojimo sąlygos	7
Privatumo politika ir privatumo praktika	7
Nuosavybės teisės	7
Susisiekti su „Dexcom“	7
„Dexcom Clarity“ prieiga	7
Ataskaitos ypatybės	8
Datų diapazono pasirinkimas	8
Įvykiai	8
Ataskaitos išvestys	8
Ataskaitų spausdinimas	9
Ataskaitų atsiuntimas	9
Ataskaitų siuntimas el. paštu	9
Ataskaitų eksportavimas	10
Apžvalgos ataskaita	10
Ataskaitų sritis	10
Šablonų santraukos ir geriausia diena	11
Prietaisai	11
Tendencijų ataskaita	12
Tendencijų grafikai	12

Tendencijų įvykiai	12
Priešingi	13
Tendencijų statistika	13
Aptarimai	13
Tendencijų ataskaita	13
Tendencijų grafikas	13
Perklojimo ataskaita	14
Perklojimo grafikas	14
Kasdienė ataskaita	15
Dienos grafikas	15
Ataskaitų palyginimas	15
Datų diapazonų pasirinkimas	15
Tendencijų palyginimas	16
Perklojimų palyginimas	16
Dienų palyginimas	16
Statistikos palyginimas	16
Tendencijų palyginimas	16
Prietaisų palyginimas	16
Statistikos ataskaita	17
AGP ataskaita	18
Nusiuntimai	19
Duomenų surinkimas	19
Nusiuntimas, imtuvai	19
„Dexcom Clarity Uploader“ įdiegimas	19
Nustatymai	19
Paciento vardas ir pavardė	19
Profilio tvarkymas	19
Sutikimo tvarkymas	19

Kalbos ir vienetų nustatymai	19
Gliukozės laikas / tikslinis diapazonas	20
Diena ir naktis	20
Labai aukštas	20
Labai žemas	20
AGP tikslinis diapazonas	20
Duomenų bendrinimas su klinikomis	20
Pakvietimo bendrinti duomenis priėmimas	21
Stabdyti duomenų bendrinimą	21
Palaikymas	22
Trikčių šalinimas	22
Techninis palaikymas	23
A pridais: Dexcom Clarity app	24
Santrauka	24
Ataskaitos	24
Tikslai	24
Profilis	24
Simboliai	27

„Dexcom Clarity“ įvadas

Paskirtis / pareiškimas apie saugumą

„Dexcom Clarity“ programinė įranga žiniatinklyje skirta naudotojams namuose ir sveikatos priežiūros specialistams, padėti žmonėms, sergantiems diabetu, ir jų sveikatos priežiūros specialistams peržiūrėti, analizuoti ir įvertinti istorinius CGM duomenis veiksmingam diabeto valdymui palaikyti. Jis skirta naudoti kaip „Dexcom CGM“ įrenginių su duomenų sąsajos galimybėmis priedas.

ATSARGIAI Programinė įranga neteikia jokio medicininio patarimo ir neturi būti naudojama šiuo tikslu. Naudojantys namuose turi pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu prieš atlikdami bet kokį medicininį aiškinimą ir terapijos koregavimą programinės įrangos teikiamos informacijos pagrindu.

ATSARGIAI Sveikatos priežiūros specialistai turi naudoti informaciją programinėje įrangoje kartu su kita jiems prieinama klinikinė informacija.

Apie „Dexcom Clarity“

„Dexcom Clarity“ yra programinės įrangos programa, kuri suteikia galimybę perduoti gliukozės duomenis iš „Dexcom CGM“ sistemos į nuotolinius „Dexcom“ serverius duomenims tvarkyti, padėti naudoti „Dexcom CGM“ sistemą ir padėti teikti sveikatos priežiūros paslaugas. „Dexcom Clarity“ gali perduoti ir tvarkyti duomenis iš „Dexcom G4 PLATINUM System“, „Dexcom G5 Mobile CGM System“, „Dexcom ONE (kur prieinama), „Dexcom G6 CGM System“ („Dexcom G6“) ir „Dexcom G7 CGM System“ („Dexcom G7“) (kur prieinama), visos jos vadinamos „Dexcom CGM“ sistemomis. „Dexcom Clarity“ taip pat gali palaikyti ryšį su trečiosios šalies galinčiais sąveikauti įrenginiais. Suderinamų įrenginių sąrašą žr. dexcom.com/clarity. Trečiųjų šalių sąveikauti galintys įrenginiai gali nebūti prieinami visose šalyse.

Kai gliukozės duomenys nusiunčiami į „Dexcom Clarity“, informaciją apdoroja „Dexcom Clarity“ ir parodo kompiuteriuose grafikais, kad padėtų pacientams ir sveikatos priežiūros specialistams analizuoti gliukozės tendencijas ir šablonus. Duomenų ataskaitas galima peržiūrėti, įrašyti, išspausdinti ir išsiųsti el. paštu.

„Dexcom Clarity“ rodo gliukozės duomenis iš „Dexcom CGM“ sistemos po 3 valandų nuo duomenų užfiksavimo. Tai reiškia, kad naujausi duomenys, kuriuos peržiūrite „Dexcom Clarity“, yra mažiausiai 3 valandų senumo.

Kompiuterio ir interneto konfigūracijos

Reikalingas 1,5 Mbps arba daugiau interneto ryšys, kad būtų galima įdiegti programinę įrangą iš žiniatinklio, nusiųsti duomenis arba peržiūrėti naudotojo vadovą tinkle.

Rekomenduojama naudoti tinkamą užkardos programą ir antivirusinę programą jūsų kompiuteryje, kad būtų apsaugota nuo virusų, kenkėjiškų programų ir neteisėtos prieigos prie jūsų kompiuterio ir jame laikomos, apdorojamos ir jo perduodamos informacijos naudojimo.

„Dexcom Clarity“ turi naudoti slapukus įvairiais tikslais, įskaitant vietos naudojimo duomenų rinkimą, turinio valdymą, tinkinto turinio pateikimą ir srauto matavimą bei analizę. Norėdami gauti daugiau informacijos apie slapukų naudojimą, peržiūrėkite mūsų Privatumo politiką ir Slapukų politiką adresu: dexcom.com

„Dexcom Clarity“ palaiko šias sistemos konfigūracijas:

„Windows“ 8, 10, arba 11

- 1,3 GHz procesorius, 1 GB laisvos RAM ir 100 MB laisvos vietos diske
- Microsoft .NET Framework 4.6.1 arba aukštesnė, visa versija
- Ekranų skyra 1024 x 768 pikselių arba didesnė
- „Chrome“, „Firefox“ arba „Microsoft Edge“
- USB 2.0+ prievadas arba geresnis USB kabeliui prijungti duomenims nusiųsti iš pasirinktinio „Dexcom“ imtuvo

„Mac OSX“ 10.14, 10.15, 11, arba 12

- 2,3 GHz procesorius ir 4 GB laisvos RAM su 100 MB laisvos vietos diske
- Ekranų skyra 1280 x 800 pikselių arba didesnė
- „Chrome“, „Firefox“, „Mac OSX“ arba „Safari“ 12, 13 ir 14
- USB 2.0+ prievadas arba geresnis USB kabeliui prijungti duomenims nusiųsti iš pasirinktinio „Dexcom“ imtuvo

Pasirinktinės kompiuterio konfigūracijos

- PDF skaitytuvas ataskaitoms peržiūrėti, įrašyti ir spausdinti
- Spausdintuvas ataskaitoms spausdinti
- „Excel“ skaičiuoklių peržiūros programa eksportuotiems duomenims peržiūrėti

Kad būtų galima paleisti „Dexcom Clarity“, jūsų tinkle turi būti leidžiamas išeinantis tinklo srautas, tam gali prireikti pakeisti tarpinio serverio ir tinklo konfigūraciją:

- dexcom.eu (ir visi antriniai domenai) 443 prievade
- dexcom.com (ir visi antriniai domenai) 443 prievade

- agent.mydiabetesdata.com su DNS kilpinės jungties su 127.0.0.1 palaikymu

Kad būtų galima paleisti „Dexcom Clarity Uploader“, jūsų tinkle turi būti leidžiamas išeinantis tinklo srautas:

- *.dexcom.eu (ir visi antriniai domenai) 443 prievade
- *.dexcom.com (ir visi antriniai domenai) 443 prievade

Naudojimo sąlygos

Jūsų „Dexcom Clarity“ ir „Dexcom“ paslaugų naudojimui taikomos naudojimo sąlygos, pateikiamos adresu dexcom.com/linked/document/service/TermsOfUse

Naudodamiesi šiuo vadovu jūs sutinkate laikytis taikomų nuostatų ir sąlygų, siejamų su jūsų „Dexcom Clarity“, paslaugų ir šio naudotojo vadovo

Privatumo politika ir privatumo praktika

Perskaitykite „Dexcom“ privatumo politiką adresu dexcom.com/linked/document/service/PrivacyPolicy

Nuosavybės teisės

„Dexcom Clarity“ ir šio naudotojo vadovo autorių teisės (2016–2022 m.) priklauso „Dexcom, Inc.“ ir jos licencijų išdavėjams. Visos teisės saugomos. „Dexcom Clarity“ programinėje įrangoje, atsisiųstoje į jūsų kompiuterį arba kitus įrenginius, gali būti tam tikros trečiųjų šalių programinės įrangos, licencijuotos „Dexcom“, pranešimai apie ją pateikti adresu clarity.dexcom.com/notices

Šiame vadove pateikti trečiųjų šalių produktams galioja jų gamintojų ir platintojų teisės, taikomos produktams ir jų prekių ženklams.

Susisiekti su „Dexcom“

Prireikus pagalbos dėl „Dexcom CGM“ sistemų, kilus klausimų apie „Dexcom Clarity“ arba jei norite gauti spausdinta naudotojo vadovo versiją, susisiekite su vietos „Dexcom“ atstovu.

„Dexcom Clarity“ prieiga

Norėdami gauti „Dexcom Clarity“ prieigą žiniatinklyje:

1. Eikite į clarity.dexcom.eu ir spustelėkite „Dexcom Clarity“ naudotojams namuose.
2. Įveskite savo „Dexcom“ paskyros naudotojo vardą ir slaptažodį, kad prisijungtumėte.

Nesukurkite „Dexcom“ paskyros dublikato, tokiu atveju jūsų duomenys nebus randami. Jei nesate įsitikinę, ar turite paskyrą, bandykite atkurti prisijungimą. Jūs jau turite „Dexcom“ paskyrą, jei atitinkate toliau nurodytas sąlygas.

- Naudojate „Dexcom CGM“ programą
- Nusiunčiate savo „Dexcom“ imtuvą į „Dexcom Clarity“ namuose
- Jei kada nors užsakėte tiekimą tiesiai iš „Dexcom“

Jei neturite „Dexcom“ paskyros, galite ją sukurti prisijungimo puslapyje.

Jūsų „Dexcom Clarity“ paskyra yra specifinė jūsų geografinė sričiai. Už ES ribų sukurtos paskyros nebus prieinamos ES.

Norėdami atsijungti nuo „Dexcom Clarity“, spustelėkite **Atsijungti** po jūsų paskyros pavadinimu puslapio viršuje, dešinėje.

Ataskaitos ypatybės

„Dexcom Clarity“ jūs peržiūrite gliukozės duomenų ataskaitas su interaktyviaisiais grafikais ir atitinkama statistika. Naudokite puslapį [Nustatymai](#) duomenų rodymui ir bendrinimui tinkinti.

Datų diapazono pasirinkimas

Numatyta „Dexcom Clarity“ ataskaitose rodomi naujausių 14 dienų duomenys.

Norėdami keisti datų diapazoną, bet kurioje ataskaitoje atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Spustelėkite datų diapazoną.
2. Pasirinkite iš naujausio dienų skaičiaus arba spustelėkite datos diapazoną, tada spustelėkite **Gerai**.

Įvykiai

Įvykiai, įrašyti „Dexcom CGM“ sistemoje, rodomi kai kuriose ataskaitose. Kiekvienas įvykis rodomas kaip piktograma. Norėdami pamatyti daugiau informacijos, užveskite pelės žymeklį ant piktogramos.

Ataskaitos išvestys

Galite išspausdinti, atsisiųsti, siųsti el. paštu ir eksportuoti ataskaitas pasinaudodami nuorodomis, esančiomis „Dexcom Clarity“ viršuje.

Visos ataskaitos generuojamos jūsų paskyros numatyta kalba ir naudojant jūsų paskyroje nurodytus matavimo vienetus. Jūsų sveikatos priežiūros specialistas gal

paprašyti ataskaitos kita kalba arba naudojant kitokius matavimo vienetus. Norėdami siųsti ataskaitą su kitokiais nustatymais, eikite į [Nustatymai](#).

Ataskaitų spausdinimas

Norėdami spausdinti ataskaitą, bet kuriame ataskaitos puslapyje atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Spustelėkite **spausdinimo** piktogramą puslapio viršuje.
2. Pasirinkite datų diapazoną.
3. Pasirinkite vėliausiai naudotą dienų skaičių arba spustelėkite datos laukuose, kad pasirinktumėte datas iš pritinkinto rodinio, tada spustelėkite **Gerai**.
4. Pasirinkite mažiausiai vieną ataskaitą spausdinti.
5. Spustelėkite **Spausdinti ataskaitą**.

Ataskaitų atsisiejimas

Norėdami atsisiųsti ataskaitą kaip PDF, bet kuriame ataskaitos puslapyje atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Spustelėkite **atsisiejimo** piktogramą puslapio viršuje.
2. Pasirinkite datų diapazoną.
3. Pasirinkite vėliausiai naudotą dienų skaičių arba spustelėkite datos laukuose, kad pasirinktumėte datas iš pritinkinto rodinio, tada spustelėkite **Gerai**.
4. Pasirinkite mažiausiai vieną ataskaitą atsisiųsti.
5. Spustelėkite **Įrašyti ataskaitą**.

Ataskaitų siuntimas el. paštu

Galite siųsti ataskaitas tik vienu adresu vienu metu. Norėdami siųsti keliais adresais, pakartokite procesą po to, kai pirmasis el. laiškas bus išsiųstas.

Norėdami siųsti el. laišką, bet kuriame ataskaitos puslapyje atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Spustelėkite **el. laiško** piktogramą puslapio viršuje.
2. Pasirinkite datų diapazoną.
3. Pasirinkite vėliausiai naudotą dienų skaičių arba spustelėkite datos laukuose, kad pasirinktumėte datas iš pritinkinto rodinio, tada spustelėkite **Gerai**.
4. Pasirinkite mažiausiai vieną ataskaitą siųsti el. paštu.

5. Spustelėkite **Tęsti**.
6. Įveskite el. pašto adresą ir pasirinktinai pranešimą.
7. Spustelėkite langelį **Siųsti kopiją man**, jei norėtumėte kopijos.
8. Spustelėkite **Tęsti**.
9. Spustelėkite **Aš sutinku su sąlygomis** jas perskaite.

Ataskaitų eksportavimas

Galite eksportuoti neapdorotas gliukozės duomenų reikšmes, kalibravimo reikšmes ir įvykius į „Excel“ skaičiuoklę, įrašytą jūsų kompiuteryje. Bus sugeneruotas .csv failas.

Norėdami eksportuoti ataskaitą, bet kuriame ataskaitos puslapyje atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Spustelėkite **eksporto** piktogramą puslapio viršuje.
2. Pasirinkite datų diapazoną.
3. Pasirinkite vėliausiai naudotą dienų skaičių arba spustelėkite datos laukuose, kad pasirinktumėte datas iš pritinkinto rodinio, tada spustelėkite **Gerai**.
4. Spustelėkite **Eksportuoti**, tada **Uždaryti**.

Apžvalgos ataskaita

Apžvalgos ataskaitoje rodoma statistikos gliukozės santraukos ataskaitos sritis, šablonų santrauka ir geriausia gliukozės diena pasirinktą datų diapazoną. Ten taip pat pateikiama informacija apie „Dexcom CGM“ sistemą, naudojamą rodomiems duomenims pateikti.

Ataskaitų sritis

Apžvalgos ataskaitoje yra pagrindinių rodmenų iš pasirinkto datų diapazono santraukos ataskaitų sritis:

- **Gliukozės valdymo indikatorius (GMI):** nustatomas apytikris laboratorijos A1C lygis, kurio tikimasi remiantis gliukozės vidurkiu, išmatuotu naudojant CGM reikšmes. Gliukozės vidurkis išvedamas iš mažiausiai 12 dienų CGM duomenų. GMI gali būti panašus į A1C laboratorijos lygį, aukštesnis ar žemesnis. Skirtumai tarp GMI ir laboratorinio A1C lygio gali atsirasti dėl asmens raudonųjų kraujo ląstelių gyvybingumo amžiaus, dėl to, kaip gliukozė prisijungia prie hemoglobino arba dėl neseniai buvusio gliukozės kontrolės svyravimo.
- **Gliukozės vidurkis (CGM):** visų CGM gliukozės rodmenų per pasirinktą datų intervalą vidurkis.

- **Standartinis nuokrypis (CGM):** rodo, kiek CGM gliukozės rodmenys padidėjo ir sumažėjo. Tai taip pat vadinama glikemijos kintamumu.
- **Laikas diapazone:** laiko procentas, kai gliukozės lygiai yra žemame, tiksliniame arba aukštame diapazone. Toliau pateikti diapazonai yra rekomenduojami tarptautiniu sutarimu. „Dexcom Clarity“ intervalai gali skirtis nuo „Dexcom CGM“ įspėjimų. Čia atlikti keitimai taikomi tik „Dexcom Clarity“.
 - Tikslinis diapazonas: 3,9-10,0 mmol/L arba 70-180 mg/dL
 - Labai aukštas: virš 13,9 mmol/L arba 250 mg/dL
 - Labai žemas: žemiau 3,0 mmol/L arba 54 mg/dL
- **Jutiklio naudojimas:** pateikia aukšto lygio „Dexcom CGM“ įrenginio naudojimo rodinį.
 - **Dienos su CGM duomenimis** rodo dienų skaičių per ataskaitinį laikotarpį su mažiausiai 50 % CGM rodmenų.
 - **Vidutiniškai kalibravimų per dieną** rodo vidutinį kalibravimų skaičių per dieną, kurį įvedė pacientas per ataskaitinį laikotarpį. Įtrauktos tik dienos su mažiausiai 50 % CGM rodmenų. „Dexcom G6“ sistema yra patvirtinta naudoti be kalibravimų arba pasirinktinai su kalibravimais, kad kalibravimų skaičius per dieną vidutiniškai galėtų būti nulis.

Šablonų santraukos ir geriausia diena

Apžvalgos ataskaitoje rodoma iki keturių šablonų, identifiкуotų duomenyse. Norėdami peržiūrėti šablono santrauką [šablonų ataskaitoje](#), spustelėkite šablono langelį, kad būtų parodyti išsamūs grafikai ir statistika.

Aukšto ir žemo gliukozės lygių ribos keičiamos [Nustatymai](#). „Dexcom Clarity“ atlikti pakeitimai taikomi visur „Dexcom Clarity“, bet neturi įtakos jokiam CGM įrenginio nustatymui.

Jūsų geriausia gliukozės diena yra diena, kurios didžiąją dalį išlikote tiksliniame diapazone pasirinktą datų diapazoną. Spustelėkite geriausios gliukozės dienos langelį, kad gautumėte išsamų rodinį.

Prietaisai

Išsami informacija apie naudojamą „Dexcom CGM“ sistemą, įeina serijos numeris, paskutinis nusiuntimas ir dabartiniai įspėjimo nustatymai. Prijungtų įrenginių informacija taip pat čia įtraukta.

Tendencijų ataskaita

Šablonų ataskaitoje pateikiami grafiniai šablonai, statistika ir aukšti, žemi lygiai bei geriausia jūsų diena pasirinktame datų diapazone. Tai tie patys šablonai, kurių santrauka pateikiama [apžvalgos ataskaitoje](#). Ten visada bus skirtukas „Geriausia diena“ peržiūrai. Spustelėkite kiekvieną skirtuką, kad pamatytumėte išsamią informaciją.

Tendencijų grafikai

Kiekvienas šablonas pateikiamas kaip grafikų seka, nurodant laiką, kurį šablonas rastas pasirinktame datų diapazone arba šablono įvykį.

Į kiekvieną grafiką įeina:

- 24 valandų laiko linija apatinėje x ašyje.
- Gliukozės rodmenų skalė kairiojoje y ašyje.
- Tikslinio diapazono ribos dešiniojoje y ašyje.
- CGM linijos, kurios jungia atskirus CGM gliukozės rodmenis.
- Reikšmės, susietos su kiekvienu CGM rodmeniu, peržiūrimu perkeliant pelę išilgai CGM linijų.
- Tiksliniai gliukozės diapazonai, parodyti spalvotomis linijomis, kurios eina lygiagrečiai x ašiai, kaip nustatyta [Nustatymai](#). Geltona linija yra viršutinė riba, o raudona linijas yra apatinė riba.
- Pakankamas kiekis dienos duomenų, pagal kuriuos nustatomos tendencijos, paryškintos stulpeliuose baltame fone.
- [Įvykiai](#), įrašyti „Dexcom CGM“ sistemoje, rodomi kaip piktogramos ir juos galima peržiūrėti, užvedus žymeklį ant kiekvienos piktogramos.
- [Kalibravimo įvykiai](#), įvesti į „Dexcom CGM“ sistemą, rodomi pilko apskritimo C piktograma, kai kalibravimo perjungimas aktyvus.

Tendencijų įvykiai

Šablono įvykis yra gliukozės duomenų periodas, kuris atitinka didesnę panašių gliukozės duomenų periodų šabloną. Pavyzdžiui, jei tie duomenys rodo žemų lygių nakties metu šabloną, vienas iš tų žemų lygių nakties metu būtų įvykis. Dienomis gali būti keli šablono įvykiai.

Šablono įvykis yra balti stulpeliai. Pilkos grafiko sritys nėra šablono dalis. Gliukozės reikšmės ir įvykius galima peržiūrėti, perkeliant pelę virš bet kurios grafiko dalies ir užvedant.

Į geriausios dienos šablono grafiką neįeina pilkas fonas.

Raidė žymi kiekvieną šablono įvykį. Ši raidė rodoma grafiko viršuje, virš balto stulpelio, ir rodoma grafiko kairėje su įvykio kartais.

Stulpelis ir kairiosios pusės šablono įvykiai bus paryškinti jums užvedus žymeklį virš įvykių.

Priešingi

Priešingas yra tada, kai šablono įvykį iš karto seka priešingas - aukštas po žemo arba žemas po aukšto. Priešingų skaičius gliukozės duomenų rinkinyje nurodomas santraukoje prieš grafikus.

Tendencijų statistika

Į pasirinkto datų diapazono šablonų statistiką įeina vidutinis gliukozės rodmuo, standartinis nuokrypis ir laikas diapazone.

Aptarimai

Remiantis pasirinkto datų diapazono šablonais, kai kurie galimi aptarimai pateikiami šablonų ataskaitos apačioje. Pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu prieš atlikdami bet kokį medicininį aiškinimą ir terapijos koregavimą šios informacijos pagrindu.

Tendencijų ataskaita

Tendencijų ataskaita leidžia jums matyti gliukozės tendencijas skirtingu dienos laiku pasirinktame datų diapazone. Pavyzdžiui, galite matyti, kad jūsų gliukozės lygiai stabilūs rytais, bet mažiau stabilūs popietėmis.

Norėdami filtruoti tendencijų duomenis, spustelėkite **Dienos**, **Dienos laikas**, **Įvykiai** ir **Naudojimas**, tada spustelėkite **Taikyti**. Turite spustelėti **Pritaikyti** kaskart, kai keičiate filtrą, kad atnaujintumėte grafiką.

Tendencijų grafikas

Į tendencijų grafiką įeina:

- 24 valandų laiko linija išilgai apatinės x ašies.
- Gliukozės rodmenų skalė dešiniojoje y ašyje.
- CGM linijos, kurios rodo CGM gliukozės duomenų rodmenis.
- Reikšmės, susietos su kiekvienais CGM rodmenimis, peržiūrimais perkeliant pelę išilgai CGM linijų.
- Tiksliniai gliukozės diapazonai, parodyti spalvotomis linijomis, kurios eina lygiagrečiai x ašiai, ir reikšmės, nustatytos **Nustatymai**, kairiojoje y ašyje. Geltona linija yra viršutinė riba, o raudona linijas yra apatinė riba.

- [Kalibravimo įvykiai](#), įvesti į „Dexcom CGM“ sistemą, rodomi pilko apskritimo C piktograma, kai kalibravimo perjungimas aktyvus.

Juostos su geltonu ir raudonu fonu rodo atitinkamai kliniškai reikšmingą hiperglikemiją arba hipoglikemiją. Klinikinis reikšmingumas apibrėžiamas trimis toliau nurodytais veiksniais.

- Hiperglikemijos arba hipoglikemijos trukmė
- Hiperglikemijos arba hipoglikemijos dydis
- Hiperglikemijos arba hipoglikemijos dažnumas

Juostos su tamsiausiu fonu rodo reikšmingiausias hiperglikemijos ir hipoglikemijos sritis. Juostos su šviesesniu fonu rodo kitus hiperglikemijos arba hipoglikemijos šablonus, įskaitant kliniškai nereikšmingus duomenis.

Perklojimo ataskaita

Perklojimo ataskaitoje rodomi vienos savaitės duomenys kiekviename grafike spalvotomis linijomis, kad būtų parodyti vienos dienos duomenys laikui bėgant. Pavyzdžiui, jei pasirenkate 10 dienų datos diapazoną ir nepritaikote jokių filtrų, matysite du grafikus, vieną su septyniomis linijomis ir vieną su trimis.

Norėdami filtruoti perklojimo duomenis, spustelėkite **Dienos**, **Dienos laikas**, **Įvykiai** ir **Naudojimas**, tada spustelėkite **Taikyti**. Turite spustelėti **Pritaikyti** kaskart, kai keičiate filtrą, kad atnaujintumėte grafiką.

Perklojimo grafikas

Perklojimo grafikas turi kelis toliau nurodytus komponentus.

- 24 valandų laiko linija išilgai apatinės x ašies.
- Gliukozės rodmenų skalė kairiojoje y ašyje.
- CGM linijos: kiekviena grafiko linija atitinka skirtingos dienos duomenis. Raktas viršuje rodo, kuri linija atitinka kurią dieną. Naudokite šias CGM linijas, norėdami nustatyti tendencijas ir palyginti skirtingų dienų duomenis pasirinktame duomenų diapazone.
- Užvesti: perkelkite žymeklį bet kur ant CGM linijos ir palikite šiek tiek laiko, kad gautumėte šio laiko momento gliukozės informaciją.
- Tiksliniai gliukozės diapazonai, parodyti spalvotomis linijomis, kurios eina lygiagrečiai x ašiai, ir reikšmės, nustatytos [Nustatymai](#), dešiniojoje y ašyje. Geltona linija yra viršutinė riba, o raudona linijas yra apatinė riba.

- [Kalibravimo įvykiai](#), įvesti į „Dexcom CGM“ sistemą, rodomi pilko apskritimo C piktograma, kai kalibravimo perjungimas aktyvus.

Kasdienė ataskaita

Dienos ataskaitoje rodomi gliukozės duomenys grafikuose pagal dieną pasirinktame laiko diapazone. Dienos grafikai rodomi pirmiausia pateikiant naujausią dieną. Naudokite skaičius išilgai paskutinio grafiko apačios, kad įkeltumėte ankstesnes dienas.

Norėdami filtruoti dienos duomenis, spustelėkite **Dienos**, **Dienos laikas**, **Įvykiai** ir **Naudojimas**, tada spustelėkite **Taikyti**. Turite spustelėti **Pritaikyti** kaskart, kai keičiate filtrą, kad atnaujintumėte grafiką. Naudokite raktą, kad suprastumėte įvykių piktogramas.

Dienos grafikas

Dienos grafikas turi kelis toliau nurodytus komponentus.

- 24 valandų laiko linija išilgai x ašies apačios ir gliukozės rodmenų vienetai kairiojoje y ašyje.
- Tiksliniai gliukozės diapazonai rodomi spalvotomis linijomis, kurios eina lygiagrečiai x ašies ir reikšmės, nustatytos [parametruose](#), dešiniojoje y ašyje. Geltona linija yra viršutinė riba, o raudona linija yra apatinė riba.
- [Įvykiai](#), įrašyti „Dexcom CGM“ sistemos, rodomi piktograma apačioje. Užveskite žymeklį virš kiekvienos piktogramos, kad gautumėte daugiau informacijos, arba slinkite žemyn, kad peržiūrėtumėte lentelę.

Jei juodoje pėdsako linijoje yra trūkių arba sustojimų, „Dexcom CGM“ sistema tuo laiku neįrašė gliukozės duomenų.

Ataskaitų palyginimas

Palyginimo ataskaita perskirta į du stulpelius, kuriuose yra grafikai, statistika, šablonai ir įrenginiai palyginti pasirinktuose datų diapazonuose.

Datų diapazonų pasirinkimas

Kiekvienas stulpelis turi savo duomenų diapazono parinkiklį. Galite palyginti iki 90 dienų duomenis. Naudokite skaičius, esančius po paskutiniu grafiku, norėdami peržiūrėti daugiau grafikų pasirinktame datų diapazone.

Datos juostose rodomi dabartiniai datų diapazonai palyginti. Norėdami pakeisti diapazonus kiekvienam stulpeliui, pasirinkite vėliausiai naudotą dienų skaičių arba spustelėkite datos laukuose, kad pasirinktumėte datas iš pritinkinto rodinio, tada spustelėkite **Gerai**.

Palyginkite grafikus tendencijų, perklojimo arba dienos rodinius ir pritaikykite filtrus. Norėdami pakeisti duomenų rodinius ir filtrus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Spustelėkite **Tendencijos**, **Perklojimas** arba **Dienos**, kad pasirinktumėte rodinį.
2. Spustelėkite **Dienos**, **Dienos laikas**, **Įvykiai** ir **Naudojimas**, tada spustelėkite **Taikyti**. Turite spustelėti **Pritaikyti** kaskart, kai keičiate filtrą, kad atnaujintumėte grafiką.

Tendencijų palyginimas

Tendencijų rodinyje peržiūrėkite gliukozės tendencijas dienos laiku vieną šalia kitos pasirinktuose datų diapazonuose. Šiuose grafikuose yra tokios pat ypatybės, kaip ir [tendencijų grafike](#).

Perklojimų palyginimas

Perklojimo rodinyje palyginkite po dieną savaitės duomenis pasirinktuose laiko diapazonuose. Šiuose grafikuose yra tokios pat ypatybės, kaip ir [perklojimo grafike](#).

Dienų palyginimas

Dienos rodinyje peržiūrėkite dienos 24 valandų grafikus vieną šalia kito pasirinktame datų diapazone. Šiuose grafikuose yra tokios pat ypatybės, kaip ir [dienos grafike](#).

Statistikos palyginimas

Visuose rodiniuose yra pagrindiniai rodmenys arba statistika, rodomi po grafikais. Ši statistika panaši į tą, kuri rodoma [apžvalgos ataskaitoje](#).

Statistika dešiniajame stulpelyje paženklinta rodyklėmis, kad būtų parodyti pokyčiai nuo kairiojo stulpelio reikšmių. Aukštyn nukreipta rodyklė reiškia, kad statistiniai duomenys dešinėje yra aukštesni už tokius pat kairėje. Žemyn nukreipta rodyklė reiškia, kad mažesni.

Tendencijų palyginimas

Spustelėkite šablono pavadinimą, kad peržiūrėtumėte laiko intervalą, įvykių skaičių ir šablono priešingus.

Šablonai, gauti iš kairiojo stulpelio, paženklinti dešiniajame stulpelyje perbrauktu žaliu tekstu ir varnelės piktograma.

Nauji šablonai dešiniajame stulpelyje paryškinti piktograma NAUJAS. Geriausios dienos visada įtraukiamos abiem pasirinktiems datų diapazonams.

Prietaisų palyginimas

Spustelėkite įrenginio pavadinimą puslapio apačioje, norėdami palyginti „Dexcom CGM“ modelį, serijos numerį ir pasirinktą datos diapazoną nusiuntimo datą.

Statistikos ataskaita

Rodoma dienų arba valandų CGM duomenų statistika su standartiniais arba pažangiais pasirinkto datų laikotarpio rodiniais.

Dienų statistika yra apskaičiuotos reikšmės atskirai savaitės dienai per pasirinktą datų diapazoną. Pavyzdžiui, jei datų intervalas yra 14 dienų, visos CGM reikšmės, surinktos per du pirmadienius, būtų naudojamos pirmadienio apskaičiavimams.

Valandų statistika yra apskaičiuotos reikšmės atskirai dienos valandai per pasirinktą datų diapazoną. Pavyzdžiui, jei datų diapazonas 7 dienas, visos CGM reikšmės, surinktos kiekvienai atskirai valandai kiekvienai iš septynių dienų, bus naudojamos skaičiavimuose.

Spustelėkite **Dienos** arba **Valandos**, norėdami gauti standartinius rodinius, tada spustelėkite žymės langelį **Pažangus**, jei norite peržiūrėti visą statistiką.

Dienų ir valandų statistika ta pati, įeina:

- **Laikas diapazone:** laiko procentas, kai gliukozės lygiai yra žemame, tiksliniame arba aukštame diapazone. Toliau pateikti diapazonai yra rekomenduojami tarptautiniu sutarimu. „Dexcom Clarity“ intervalai gali skirtis nuo „Dexcom CGM“ įspėjimų. Čia atlikti keitimai taikomi tik „Dexcom Clarity“.
 - Tikslinis diapazonas: 3,9-10,0 mmol/L arba 70-180 mg/dL
 - Labai aukštas: virš 13,9 mmol/L arba 250 mg/dL
 - Labai žemas: žemiau 3,0 mmol/L arba 54 mg/dL
- **Nuskaitymai:** visas CGM nuskaitymų skaičius.
- **Min.:** minimumas yra žemiausias CGM rodmuo.
- **Vidurkis:** CGM rodmenų vidurkis.
- **Maks.:** maksimumas yra aukščiausias CGM rodmuo.
- **25 kvartilis:** CGM rodmuo, kai 25 % visų rodmenų lygūs šiai reikšmei arba žemiau jos, išdėsčius reikšmes nuo žemiausios iki aukščiausios.
- **Mediana:** visų CGM vidurio taškas, kuriame pusė rodmenų yra aukščiau.
- **75 kvartilis:** CGM rodmuo, kai 75 % visų rodmenų lygūs šiai reikšmei arba žemiau jos, išdėsčius reikšmes nuo žemiausios iki aukščiausios.
- **IQR:** diapazonas tarp kvartilių (IQR) yra skirtumas tarp 75 kvartilio ir 25 kvartilio rodmenų.

- **St. nuokr.:** rodo, kiek CGM gliukozės rodmenys padidėjo ir sumažėjo. Tai taip pat vadinama glikemijos kintamumu.
- **IQ st. nuokr.:** standartinis nuokrypis tarp kvartilų (IQSD) pašalina viršutinius 25 % ir apatinius 25 % CGM prieš apskaičiuojant SN.
- **Vidurkio SN:** vidurkio standartinis nuokrypis (vidurkio SN) įvertina kintamumą, SN dalijant iš reikšmių skaičiaus kvadratinės šaknies.
- **%VK:** variacijos koeficientas (%VK) yra skaičiuojamas dalijant gliukozės standartinį nuokrypį iš gliukozės vidurkio. %VK yra standartizuotas matmuo, kuris įvertina gliukozės kintamumo dydį. Kuo didesnis %VK, tuo didesnis CGM rodmenų pokytis.

AGP ataskaita

„Ambulatory Glucose Profile“ (AGP) yra licencijuota, standartizuota gliukozės ataskaita, kurią sukūrė „International Diabetes Center“ (IDC). AGP pateikiamas standartinis informacijos ir grafikų rinkinys, susijęs su jūsų diabeto valdymu ir yra tik viena jūsų gliukozės šablonų supratimo dalis.

Ataskaita yra padalyta į šiuos skyrius:

- **Gliukozės statistika** apibendrina gliukozės reikšmes pagal pasirinktą datų intervalą.
 - **Gliukozės poveikis:** visų gliukozės rodmenų vidurkis per pasirinktą datų intervalą.
 - **Gliukozės intervalai:** kiekvieno gliukozės intervalo trukmės procentai.
 - **Gliukozės kintamumas:** skirtumas tarp rodmenų ir vidurkio.
 - **Duomenų pakankamumas:** laiko, kurio metu buvo pateikiami CGM rodmenys, procentai.
- **Ambulatory Glucose Profile** rodmenys derinami siekiant sudaryti vienos dienos 24 valandų paveikslą.
 - **50 % mediana:** pusė gliukozės reikšmių yra virš šios linijos ir pusė yra žemiau.
 - **25/75 % IQR:** pusė gliukozės reikšmių yra tarp šių linijų ir pusė yra už linijų ribų.
 - **10/90 %:** 80 % gliukozės reikšmių yra tarp šių linijų.
- **Dienos gliukozės profiliai** juose yra vienos dienos gliukozės reikšmių rodiniai per pasirinktą datų intervalą.

Nusiuntimai

Jei naudojate „Dexcom Mobile CGM“ programą, tada jums nereikia siųsti jokių duomenų, nes jūsų duomenys automatiškai siunčiami į „Dexcom Clarity“, kai išmanusis telefonas prijungtas prie interneto ir „Dexcom Mobile CGM“ programa veikia.

Duomenų surinkimas

Galima naudoti tiek išmanųjį telefoną, tiek ir imtuvą CGM duomenims pateikti.

Išmaniojo telefono sistema siunčia duomenis į „Dexcom“ serverį, kuriame duomenys prieinami ataskaitoms po trijų valandų. Šiems duomenims gauti išmanusis telefonas turi būti prijungtas prie interneto ir turi veikti „Dexcom Mobile CGM“ programa.

„Dexcom“ imtuvui reikalingas ryšys su kompiuteriu duomenims periodiškai nusiųsti. Jei pacientai dalį laiko naudoja išmanųjį telefoną ir dalį laiko imtuvą, tada „Dexcom Clarity“ bus reikalingi duomenys iš abiejų tiksliai statistikai pateikti.

Nusiuntimas, imtuvai

„Dexcom“ imtuvai laiko apie 30 dienų CGM nuskaitymus su 120 kalibravimų. Svarbu nusiųsti „Dexcom“ imtuvo duomenis į „Dexcom Clarity“ mažiausiai kas 30 dienų siekiant užtikrinti, kad duomenys nebūtų prarasti.

„Dexcom Clarity Uploader“ įdiegimas

Ekraną viršuje spustelėkite **Nusiųsti** ir vykdykite instrukcijas.

Nustatymai

Naudokite nustatymų puslapį duomenų rodymui ir bendrinimui tinkinti. Pakeitimai taikomi tik „Dexcom Clarity“ ir nepakeičiami jokie jūsų „Dexcom CGM“ sistemos nustatymai. Jūsų sveikatos priežiūros specialistas gali naudoti kitokius nustatymus jūsų duomenims peržiūrėti.

Paciento vardas ir pavardė

Pakeiskite tai, kaip rodomi jūsų vardas ir pavardė peržiūrint ir teikiant ataskaitas jūsų klinikai. Naudokite vardą ir pavardę, kurie nurodyti jūsų medicinos įrašuose.

Profilio tvarkymas

atnaujinkite savo „Dexcom“ paskyros informaciją.

Sutikimo tvarkymas

Pakeiskite sutikimo bendrinti duomenis parinktį.

Kalbos ir vienetų nustatymai

Pakeiskite pageidaujimą kalbą ir matavimo vienetus bet kuriuo metu.

Gliukozės laikas / tikslinis diapazonas

Norėdami tinkinti viršutinę ir apatinę gliukozės tikslinio diapazono ribas, spustelėkite ir palaikykite pilko apskritimo piktogramą ir vilkite ją aukštyn arba žemyn, kad nustatytumėte savo pageidaujamus gliukozės lygius tiksliniam diapazonui; arba pasirinkite savo dieninio ir naktinio gliukozės lygio laiką ir ribas išskleidžiamajame sąrašė. Visoje „Dexcom Clarity“ viršutinės ribos linija visada yra geltona, o apatinės ribos linija visada yra raudona. Spalvos gali atrodyti skirtingai priklausomai nuo jūsų monitoriaus nustatymų.

Diena ir naktis

Norėdami tinkinti dieną ir naktį, spustelėkite ir palaikykite pilko apskritimo piktogramą ir vilkite ją kairėn arba dešinėn, kad nustatytumėte dienos pradžią ir pabaigą; Arba išskleidžiamajame sąrašė pasirinkite dienos ir nakties pradžios ir pabaigos laiką.

Labai aukštas

Pasirinkite 13,9 mmol/L (250 mg/dL) arba didesnes vertes kaip labai aukštus rodiklius „Dexcom Clarity“ ataskaitose. Šio nustatymo keitimas nepakeičia „Dexcom“ CGM nustatymų.

Labai žemas

Pasirinkite 2,8 mmol/L arba 3,0 mmol/L (50 mg/dL arba 54 mg/dL) kaip labai žemus rodiklius „Dexcom Clarity“ ataskaitose. Šio nustatymo keitimas nepakeičia „Dexcom“ CGM nustatymų.

AGP tikslinis diapazonas

Pasirinkite žemą ir aukštą ribas, kurias norite peržiūrėti AGP ataskaitoje. Jūsų šio nustatymo atlikti pakeitimai taikomi tik AGP ataskaitai.

Duomenų bendrinimas su klinikomis

Turite duoti sutikimą bendrinti savo „Dexcom Clarity“ duomenis su savo klinikos „Dexcom Clarity“ paskyra, ir kad galėtumėte matyti duomenis, nusiųstus klinikoje jūsų „Dexcom Clarity“ paskyroje.

Galite bendrinti su daugiau nei viena klinika. Klinikos rodomos jums priėmus tos klinikos pakvietimą bendrinti.

Jums patvirtinus duomenų bendrinimą su klinika, prieigą prie bet kurių tolesnių duomenų, nusiųstų į „Dexcom Clarity“, gali gauti sveikatos priežiūros specialistai toje klinikoje.

Naudotojai arba klinikos gali bet kuriuo metu nustoti bendrinti duomenis.

- Visi duomenys, imtuvo nusiųsti į klinikos „Dexcom Clarity“ paskyrą, liks prieinami klinikoje. Šie duomenys nebus prieinami iš jūsų „Dexcom Clarity“ paskyros bendrinimą sustabdžius.

- Visi duomenys, nusiųsti iš „Dexcom Mobile“ programos arba nusiųsti iš imtuvo į jūsų „Dexcom Clarity“ paskyrą, klinikai nebus prieinami sustabdžius bendrinimą.
- Jūs ir toliau matysite savo duomenis „Dexcom Clarity“ paskyroje per imtuvo nusiuntimą arba transliavimą iš „Dexcom Mobile“ programos.

Pakvietimo bendrinti duomenis priėmimas

Sveikatos priežiūros specialistas naudojasi savo „Dexcom Clarity“ paskyra, kad pakviestų jus bendrinti duomenis su jo klinika. Jie pateiks spausdintą pakvietimą arba atsiųs el. paštu.

Pakvietime yra bendrinimo kodas, kurį įvedate savo „Dexcom Clarity“ puslapyje [Nustatymai](#), kad priimtumėte pakvietimą iki nurodytos galiojimo pabaigos datos. Kai užbaigiate priėmimą, jūsų paskyra ir klinikos paskyra automatiškai bendrins duomenis tarpusavyje.

Galite priimti pakvietimą interneto naršyklėje arba išmaniajame įrenginyje su [„Dexcom Clarity“ programa](#).

Norėdami priimti pakvietimą interneto naršyklėje, prisijunkite prie savo „Dexcom Clarity“ paskyros:

1. Spustelėkite **Nustatymai**.
2. Spustelėkite **Bendrinimo duomenis su nauja klinika**.
3. Įveskite bendrinimo kodą ir savo gimimo datą.
4. Spustelėkite **Tęsti**.
5. Spustelėkite langelį **Aš sutinku bendrinti savo duomenis su klinika**.
6. Spustelėkite **Taip, bendrinti mano duomenis** patvirtinimo puslapyje, kad patvirtintumėte bendrinimą.
7. Spustelėkite **Uždaryti** patvirtinimo puslapyje.

Klinikos, su kuriomis bendrinate, išvardytos „Duomenų bendrinimas su klinikomis“. Galite bendrinti su daugiau nei viena klinika.

Stabdyti duomenų bendrinimą

Norėdami sustabdyti duomenų bendrinimą su klinika, nustatymų puslapyje:

1. Spustelėkite **Sustabdyti bendrinimą su šia klinika** kiekvienos klinikos, su kuria bendrinimą norite sustabdyti.
2. Spustelėkite **Sustabdyti bendrinimą su šia klinika** dar kartą patvirtinimo puslapyje.
3. Spustelėkite **Uždaryti** sėkmingo veiksmo patvirtinimo puslapyje.

Klinikos informacija liks jūsų puslapyje [Nustatymai](#) informacijai.

Palaikymas

Prireikus pagalbos dėl „Dexcom Clarity“ naudojimo, spustelėkite **Palaikymas** ir pasirinkite parinktį:

- **Nusiuntimo įrankio šalinimas:** „Dexcom Clarity Uploader“ programinė įranga pašalinama iš jūsų kompiuterio.
- **Naudotojo vadovas:** peržiūrėkite, išspausdinkite ir įrašykite šį vadovą PDF formatu.
- **Žodynėlis:** peržiūrėkite terminų apibrėžtis ir duomenų skaičiavimų paaiškinimus.
- **Susisiekite su mumis:** raskite vietos „Dexcom“ atstovo kontaktinę informaciją.

Trikčių šalinimas

Jei kyla „Dexcom Clarity“ prieigos problemų, bandykite atlikti toliau nurodytus trikčių šalinimo veiksmus.

- Jei pamiršote slaptažodį, eikite į prisijungimo ekraną ir spustelėkite **Pamiršote slaptažodį?**, kad jis būtų išsiųstas jums el. paštu.
- Jei pamiršote vartotojo vardą, eikite į prisijungimo ekraną ir spustelėkite **Pamiršote vartotojo vardą?**, kad jis būtų išsiųstas jums el. paštu.
- Įsitinkite, kad jūsų kompiuteris viso seanso metu prijungtas prie interneto. Jei kompiuteris praras šį ryšį, ekranai gali nebūti rodomi tinkamai.
- Patikrinkite, ar kompiuterio [operacinė sistema ir naršyklė palaikomos](#).
- Žinokite, kur laikomi atsisiųsti failai. Taip bus lengviau rasti atsisiuntimus.
- Įsitinkite, kad nėra atidarytos kitos gliukozės programinės įrangos, nes ji gali būti vilkinimo arba trikčių nusiuntimų iš CGM metu priežastis.
- Įsitinkite, kad turite tinkamus leidimus savo kompiuteryje ataskaitoms atsisiųsti arba „Dexcom Clarity Uploader“ įdiegti.
- Įsitinkite, kad toliau pateikti URL įtraukti į bet kuriuos patikimų žiniatinklio svetainių naršyklės sąrašus.
 - *.dexcom.eu (ir visi antriniai domenai) 443 prievade
 - *.dexcom.com (ir visi antriniai domenai) 443 prievade
 - <https://agent.mydiabetesdata.com>

Techninis palaikymas

Prireikus pagalbos dėl „Dexcom CGM“ sistemų, kilus klausimų apie „Dexcom Clarity“ arba jei norite gauti spausdintą naudotojo vadovo versiją, susisiekite su vietos „Dexcom“ atstovu.

Apie bet kokį rimtą incidentą, susijusį su šiuo įrenginiu, būtina pranešti gamintojui ir kompetentingai šalies narės, kurioje yra jūsų buveinė, institucijai.

A pridimas: Dexcom Clarity app

„Dexcom Clarity“ programa mobiliesiems leidžia jums peržiūrėti gliukozės statistiką, įrašyti ir siųsti el. paštu ataskaitas, įvesti bendrinimo kodą iš jūsų klinikos duomenų bendrinimui leisti.

Atsisiųskite „Dexcom Clarity“ programą iš jūsų išmaniojo telefono programų parduotuvės. Lokalizavimas ir kalbos, pasirinktos jūsų išmaniajame telefone, ir tai, kaip nustatėte savo „Dexcom“ paskyrą, kontroliuoja, kaip matote „Dexcom Clarity“ programą. Norėdami peržiūrėti su „Dexcom Clarity“ suderinamus išmaniuosius telefonus, apsilankykite: dexcom.com/compatibility

„Dexcom Clarity“ programos funkcijos gali nebūti iš karto prieinamos arba gali nebūti prieinamos visose šalyse.

Santrauka

Peržiūrėkite gliukozės duomenis iš naujausių dienų, išvardytus viršuje.

Ataskaitos

Pasirinkite ataskaitų, kurias norite peržiūrėti, įrašyti, išspausdinti ir siųsti el. paštu, diapazoną.

Norėdami peržiūrėti ataskaitas

1. Palieskite **Ataskaitos**.
2. Palieskite **2, 7, 14, 30** arba **90 d**.
3. Palieskite ataskaitas, kurias norite peržiūrėti.
4. Palieskite **Peržiūrėti ataskaitas**.

Pasinaudokite piktogramomis, norėdami įrašyti, išspausdinti arba el. paštu išsiųsti ataskaitas.

Tikslai

Peržiūrėkite savo tikslus: laikas diapazono duomenyse ir jūsų geriausios dienos duomenys. Norėdami pakeisti savo tikslus, palieskite **Profilis > Gliukozės diapazonas > Tikslas: laikas diapazone**.

Profilis

Tinkinkite savo programos nuostatas parinktyse, esančiose šiame puslapyje.

- **Autorizuoti bendrinimą:** priimkite pakvietimus, norėdami bendrinti duomenis su savo klinika, arba generuokite bendrinimo kodą, kad pateiktumėte klinikai ribotai prieigai.

- **Tvarkyti sutikimą:** atnaujinkite privatumo nuostatas.
- **Tikslinis diapazonas:** tinkinkite gliukozės diapazonus peržiūrai „Dexcom Clarity“. Šių diapazonų pakeitimai nepaveikia „Dexcom CGM“ įrenginių diapazonų, pavojaus signalo arba įspėjimų.
- **Pranešimai:** modifikuokite „push“ pranešimus, tikslo nustatymus ir el. pašto santrauką. Pranešimai siunčiami į jūsų išmanųjį telefoną, kai duomenų yra ir prisijungta prie interneto. El. pašto santrauka siunčiama kas savaitę el. pašto adresu, kuris yra „Dexcom“ faile.
- **Palaikymas:** sužinokite apie funkcijas arba susisiekite su techninės pagalbos tarnyba.
- **Apie:** gaukite informaciją apie šią programą.
- **Profilio tvarkymas:** atnaujinkite savo „Dexcom“ paskyros informaciją.
- **Atsijungti:** palieskite **Atsijungti**, norėdami atsijungti nuo programos.



Dexcom, Inc.

6340 Sequence Drive
San Diego, CA JAV 92121
+ 1.858.200.0200
www.dexcom.com



Už JAV ribų:
susisiekitė su vietos „Dexcom“ atstovu

Importuotojas ES
Dexcom Lithuania
Verslo centras „Business Stadium North“ Šeimyniškių g. 19, Vilnius



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hanover, Vokietija





Australijos užsakovas
AA-Med Pty Ltd
Suite 10.04, 1 Chandos Street
St Leonards NSW 2065
Australija

Registration Holder, Israel
I.L. Emergo Israel
9 Andrei Sakharov St.
Matam, P.O.B. 15401
Haifa 3190501 Izraelis
Telefonas 02-6731634

AMAR registravimo numeris, Izraelis
24820094

Simboliai

Šie simboliai jus informuoja apie tinkamą ir saugų „Dexcom Clarity“ naudojimą.

Gamintojo informacija	
Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje / Europos Sąjungoje	
Nurodo, kad tai yra medicinos įrenginys	
Nurodo atitiktį sveikatos, saugos ir aplinkosaugos standartus gaminiams, parduodamiems Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), taip pat yra ant produktų, parduodamų už EEE ribų, pagamintų pagal EEE standartus.	

©2016-2022 Dexcom, Inc.

LBL020450 Rev 008, 2022/10

„Dexcom“ ir „Dexcom Clarity“ yra registruotieji „Dexcom, Inc.“ prekių ženklai Jungtinėse Valstijose ir gali būti kitose šalyse.